




色	遮光					
品番	3-6006					
枝番	01/11	02/12	03/13	04/14	05	06
口外径 (A)	45					
口内径 (B)	29.8					
胴外寸 (C)	φ56	φ70	φ86	φ101	φ136	φ181
胴内寸 (D)	φ52.8	φ66.8	φ82.8	φ97.6	φ130.4	φ170
全高 (E)	100	138	176	225	260	330
ネジ下高さ (F)	72	110	148	197	232	302
内高さ(G)	63	101	139	188	223	293
底面内寸 (H)	φ42	φ52	φ65	φ77	φ104	-

※ 単位 : mm

※ 全高(F) = 容器のみ (※キャップなし全高)