






品番	3-6007-01	3-6007-03	3-6007-05	3-6007-07
耐熱温度	-40～+140℃	-40～+180℃	-40～+140℃	-40～+140℃
ネジ口規格	GL45	GL45	GL80	GL32
A	φ51.4	φ51.4	φ66	φ39
B	φ54	φ54	φ89	φ40.4
C	φ42.45	φ49	φ77.7	φ34.5
D	25.5	25.5	29.5	24
E	6	6	6.8	5



品番	3-6007-02	3-6007-04	3-6007-06	3-6007-08
A	φ41.2	φ41.2	φ75.6	φ29.2
B	φ39.2	φ39.2	φ73.6	φ27
C	4			

品番 : 3-6007-11



※接液面はPTFE（キャップ裏に接触するのはシリコン面）