



(単位 : mm)

| 品番 | 容量 (ml) | J1 | J2 | J3 | OD1 | OD2 | OD3 | OD4 |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 3-6522-01 | 100 | 24/40 | 15/25 | 15/25 | 32 | 18 | 18 | 60 |
| 3-6523-01 | 100 | 24/40 | 19/38 | 19/38 | 32 | 22 | 22 | 64 |
| 3-6522-02 | 250 | 24/40 | 15/25 | 15/25 | 32 | 18 | 18 | 83 |
| 3-6523-02 | 250 | 24/40 | 19/38 | 19/38 | 32 | 22 | 22 | 81 |
| 3-6522-03 | 500 | 24/40 | 15/25 | 15/25 | 32 | 18 | 18 | 102 |
| 3-6523-03 | 500 | 24/40 | 19/38 | 19/38 | 32 | 22 | 22 | 102 |

※形状は概形ですので品番によって多少異なります。
 ※ガラス製品のため寸法は目安です。

三つ口フラスコ

AS ONE アズワン株式会社