



(単位 : mm)

品番	容量 (ml)	J1	J2	OD1	OD2	OD3
3-6524-01	100	24/40	15/25	32	18	65
3-6525-01	100	24/40	19/38	32	22	64
3-6524-02	250	24/40	15/25	32	18	83
3-6525-02	250	24/40	19/38	32	22	84
3-6524-03	500	24/40	15/25	32	18	105
3-6525-03	500	24/40	19/38	32	22	105

※形状は概形ですので品番によって多少異なります。
 ※ガラス製品のため寸法は目安です。

ニッロフラスコ

AS ONE アズワン株式会社