



テーパーはTS規格とほぼ同じで互換性があります。

NS ○ / △



左側の数字 = 摺り合わせ部の大径φが一致していれば、摺り合わせ部の長さは一致しなくても接続は可能です。  
ただし、長い方が余り、小径が小さくなります。



品番	容量(mL)	最大径(φmm)	全長(mm)	共栓(NS)
3-6958-01	5±0.025	22	70	7/16
3-6958-02	10±0.025	27	90	
3-6958-03	25±0.040	40	110	10/19
3-6958-04	50±0.060	50	140	12/21
3-6958-05	100±0.100	60	170	
3-6958-06	200±0.150	75	210	14/23
3-6958-07	250±0.150	80	220	
3-6958-08	500±0.250	100	260	19/16
3-6958-09	1000±0.400	125	300	24/29