


側面



上面

※本製品は樹脂成型品ですので、表示の寸法と実際の寸法は多少異なります。

単位 [mm]

型番	A	B	C	D	重量 [g]
1720	50	35	43	48	5
1721	60	42	54	60	9
1722	72	52	65	71	18
1723	95	71	85	92	30
1724	119	88	103	111	50
1725	146	110	125	135	71
1726	184	133	152	166	141
1727	200	159	178	190	215
1728	228	190	215	225	412

材質
 本体：PMP（ポリメチルペンテン）

商品名 PMP ビーカー青色目盛付

作成 2016 年 12 月 NHM