



品番	ベース縦 (mm)	ベース横 (mm)	ベース高 (mm)
3-7112-01	49.6	44	12
3-7112-02	49.6	44	10
3-7112-03	60	53	12.3
3-7112-04	63.1	56	12.3
3-7112-05	75.8	67	13
3-7112-06	102.1	90	16
3-7112-07	113	100	17
3-7112-08	140.9	125	18
3-7112-09	158	140	21

品番	型番	容量(ml)	外径(mm)	外径(注ぎ口含む)	内径(mm)	全高(mm)	許容誤差(ml)	1目盛(ml)
3-7112-01	21 396 07 07	5	12.3	13.6~14.8	9.85	112	±0.1	0.1
3-7112-02	21 396 08 01	10	14.2	15.5~17	11.75	137	±0.2	0.2
3-7112-03	21 396 14 03	25	20.7	22~25	17.8	167	±0.5	0.5
3-7112-04	21 396 17 03	50	24.9	27.5~30	21.9	196	±1	1
3-7112-05	21 396 24 08	100	29.2	32~35	26.1	256	±1	1
3-7112-06	21 396 36 01	250	38.9	43~47	37.5	331	±2	2
3-7112-07	21 396 44 09	500	53.3	59~64	49.55	360	±5	5
3-7112-08	21 396 54 05	1000	65.4	72~79	61	460	±10	10
3-7112-09	21 396 63 07	2000	85	93~96	80	500	±20	20