



- ①外径φ50 (内径φ40)
- ②外径φ80 (内径φ70)
- ③外径φ100 (内径φ80)
- ④外径φ150 (内径φ120)
- ⑤外径φ200 (内径φ160)
- ※①、②は高さ5 (内径部2.5)
- ※③～⑤は高さ10 (内径部5)

- ①外径φ50 (内径φ40) × 50
- ②外径φ80 (内径φ70) × 80
- ③外径φ100 (内径φ80) × 100
- ④外径φ150 (内径φ120) × 150
- ⑤外径φ200 (内径φ160) × 200

注記

- 1. 指示なき寸法公差は、JIS中級とする
- 2. 指示なき角部は、糸面取りのこと

		品名	フタ付きルツボ	
材質		CIP材	図番	
縮尺	1/1	第三角法		