

多様な測定スタイル ブレない精度


NEW

pH計



コンパクトpH計 (ツインpHメーターⅡ)

多様な測定方式に対応



品番	型番	仕様	価格(税抜)
1-9207-43	AS-pH-33	本体	¥36,300
1-9207-21	S010	交換用pH電極	¥10,900
1-9207-22	514-686	pH7標準液 14mL×6本入	¥ 3,700
1-9207-23	514-4	pH4標準液 14mL×6本入	¥ 4,400
65-9242-69	Y046	サンプリングシートB 100枚入り	¥ 5,580

- 本体仕様
- 校正：最大5点
- 測定範囲(pH)：0～14
- 分解能(pH)：0.01
- 測定方式：ガラス電極法
- 精度(pH)：±0.01
- 温度表示範囲：0～50℃/0.1℃

NEW

導電率計



コンパクト電気伝導率(導電率)計 (ツインCONDメーターⅡplus)

4極式センサで安定した測定が可能

品番	型番	仕様	価格(税抜)
3-9331-11	AS-4EC-33	本体	¥35,100
1-3020-41	S073-4EC	交換用導電率センサ	¥10,900
1-3020-52	514-23	導電率標準液(12.9mS/cm)14mL×6本入	¥ 4,500
1-3020-53	514-22	導電率標準液(1.41mS/cm)14mL×6本入	¥ 4,300
54-2372-53	514-4EC-CON	処理液 14mL×6本入	¥ 3,700

- 本体仕様
- 測定範囲：分解能
- 電気伝導率
 - ①0～199μS/cm：1μS/cm
 - ②200～1999μS/cm：1μS/cm
 - ③2.00～19.99mS/cm：0.01mS/cm
 - ④20.0～199.9mS/cm：0.1mS/cm
- 温度表示範囲：0～50℃/0.1℃
- 校正：最大3点
- 精度(導電率)：①～③±2%F.S.、④±5%F.S.

- TDS
- ①0～99.9ppm：0.1ppm
 - ②100～999ppm：1ppm
 - ③1000～9990ppm：10ppm



バックライト表示時

商品の外観・仕様・特徴・価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口
カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索

電話受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

仕様・外観は予告なく変更する場合があります。



商品の最新情報は検索サイト「AXEL」でご確認ください。

AXEL

アズワン AXEL 検索
https://axel.as-1.co.jp/

