



4-1146-01





天板	セルロン(フラッシュ)	
	木口:硬質樹脂エッジ	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
	色:ホワイト	
	木口:樹脂シート貼り	
巾木	樹脂化粧積層合板	
	色:ダークグレー	
付属品	陶器流し SK-146	1
	合付2口化学水栓 T42B	1



配管立上がり可能範囲(細線部)

配管立上がり ≦1/50	
■ 給水	20A FL+50キャップ止
D 排水	40A FL+50キャップ止
G ガス	20A FL+50キャップ止
AC 電気	1φ100V E行



工事パネル

