


品番	4-2229-01	4-2229-02
足 根元 外径 (A)	φ49mm	φ52mm
足 根元 内径 (A')	φ50mm	φ50mm
足 先端 外径 (B)	φ25mm	φ27mm
足 先端 内径 (B')	φ21mm	φ23mm
ロート 外径 (C)	φ210mm	φ260mm
取っ手 幅 (D)	25mm	25mm
取っ手 奥行 (E)	25mm	25mm
取っ手 長さ (F)	60mm	60mm
テーパーの前 (G)	25mm	30mm
ロート 縁 幅 (H)	4mm	4mm
ロート 縁 厚み (I)	2mm	2mm
足 長さ (J)	90mm	100mm

- ※ 「A'」はフィルターを置く部分で、「A」の真上にある。（※4-2229-03はフィルター取扱なし）
- ※ 足の外側に筋がある（3本）。
- ※ **実測値のため、参考値としてお考えください。**



品番	4-2229-03
足 根元 外径 (A)	Φ69mm
足 根元 内径 (A')	Φ63mm
足 先端 外径 (B)	Φ31mm
足 先端 内径 (B')	φ27mm
口ト 外径 (C)	φ360mm
取っ手 幅 (D)	無
取っ手 奥行 (E)	無
取っ手 長さ (F)	無
テーパーの前 (G)	55mm
口ト 縁 幅 (H)	21mm
口ト 縁 厚み (I)	15mm
足 全長 (J)	180mm
足 長さ (K)	120mm

- ※ 「A'」はフィルターを置く部分で、「A」の真上にある。(※4-2229-03はフィルター取扱なし)
- ※ 4-2229-03には取っ手がない。
- ※ 足の外側に筋がある(3本)。
- ※ 実測値のため、参考値としてお考えください。