



番号	名称	数	備考
①	本体	1	PVC アイボリー
②	循環ポンプ	1	PMD-371B2C AC100V
③	ポンプスイッチ	1	照光式 赤色
④	タンク	1	PVC 許容量 約36L
⑤	充填材		PP
⑥	シャワーノズル	4	PPS
⑦	ミストキャッチフィルタ	1	サラロック
⑧	メンテナンス窓	1	PVC 透明
⑨	薬液注入口	1	PVC
⑩	給水用バルブ	1	PVC 13Aホースエンド
⑪	排水用バルブ	1	PVC 13Aホースエンド
⑫	吸気口	1	PVC 200A
⑬	排気ファン (No.175 耐酸ファン)	1	1φ100V 0.4Kw 最大風量：15/18m/min (50/60Hz) 最大静圧：200/300Pa (50/60Hz)
⑭	排気口	1	PVC 外径φ216
⑮	キャスター	4	φ50ポリアミド車輪(アジャスター付)
⑯	ファンスイッチ	1	照光式 赤色

訂正	・		<b>アズワン株式会社</b> 担当 設計 製図 検図 寸法 SIZE 縮尺 SCALE 年月日 DATE 長谷川 T.S K.S W755×D450×H1716 1/10				名称 TITLE 殿 コンパクトスクラバー SCF-10N		NO. No2022				
	・						図面 PROJECT NAME 湿式・耐酸ファン付き		図面番号 DWG.NO. 4-3314-02				
	・						この図面は、アズワン株の財産であり、アズワン株の許可なくして、この図面に基づく製作、図面の複写、第三者への閲覧などアズワン株の利益を損なう行為をしてはならない						
	・												
	・												