








濁度計シリーズ 校正液・オプション品について

製品写真			
品番	4-358-01 (旧タイプ：取扱中止済)	4-358-21 (新タイプ)	4-4861-01
型番	TBD700		TBD500
校正	4点校正まで可能(0.02/100/400/800NTU)	5点校正まで可能 (0/20/100/400/800NTU)	5点校正まで可能 (0/20/100/400/800NTU)
校正液品番①	<p>4-358-11 校正用セル4種類 CS-T (0.02/20/100/800NTU)</p> 	<p>4-358-31 TBD700(4-358-21)専用 デジタル濁度計TBD700用校正セルセット 4種 (20/100/400/800NTU)</p> 	<p>4-4861-11 TBD500(4-4861-01)専用 濁度計ポリマ-校正液セット 各20ml入 (20/100/400/800NTU)</p> 
校正液品番②	<p>4-4861-12 濁度計 ONTU校正液 100ml ※セル (瓶) は付属していません。</p>		
測定用 サンプル瓶	<p>4-4861-13 濁度計 ガラスサンプル瓶セット 6個入 (測定用 空のサンプル瓶)</p> 		
備考	<p>・旧タイプをご使用のお客様は必ず 4-358-11の旧タイプ用校正セルセットを ご使用ください。</p>	<p>・5点校正が可能ですが、ONTU校正液のみ別売となります。 ・ONTU用のセル (瓶) は取扱説明書記載の通り、標準付属のものを再利用する形になります。 ・ONTU校正液は4-358-21 (TBD700新タイプ)、4-4861-01 (TBD500) 共通で使用できます。 ・TBD500(4-4861-01)には、ONTU校正液が標準で同梱されています。 ・各種校正液には互換性はありませんので、各機種対応の校正液をご使用ください。</p>	