

ピオラモクライオバイアル新旧サイズ比較表

品番	(旧)4-3846-01	(新)4-3846-21	(旧)4-3846-02	(新)4-3846-22	(旧)4-3846-03	(新)4-3846-23
仕様	1.2ml アウターキャップ	1.5ml アウターキャップ	2.0ml アウターキャップ	2.0ml アウターキャップ	5.0ml アウターキャップ	5.0ml アウターキャップ
型番	OC-1.2	OC-1.5S	OC-2.0	OC-2.0S	OC-5.0	OC-5.0S
フタサイズ						
本体サイズ						

品番	(旧)4-3846-04	(新)4-3846-24	(旧)4-3846-05	(新)4-3846-25	(旧)4-3846-06	(新)4-3846-26
仕様	1.2ml インナーキャップ	1.5ml インナーキャップ	2.0ml インナーキャップ	1.8ml インナーキャップ	5.0ml インナーキャップ	5.0ml インナーキャップ
型番	IC-1.2	IC-1.5S	IC-2.0	IC-1.8S	IC-5.0	IC-5.0S
フタサイズ						
本体サイズ						

※旧タイプのインサートキャップは新バイアルに使用できません。

新バイアルを使用する場合は、4-3846-27～32のインサートキャップからお選びください。