

濁度計シリーズ 校正液・オプション品について

製品写真	<p style="text-align: right;">旧</p> <p style="text-align: right;">使用例</p>	<p style="text-align: right;">新</p> <p style="text-align: right;">使用例</p>	
品番	4-358-01 (旧タイプ：取扱中止済)	4-358-21 (新タイプ)	4-4861-01
型番	TBD700		TBD500
校正	4点校正まで可能(0.02/100/400/80NTU)	5点校正まで可能 (0/20/100/400/800NTU)	5点校正まで可能 (0/20/100/400/800NTU)
校正液品番①	<p>4-358-11 校正用セル4種類 CS-T (0.02/20/100/800NTU)</p>	<p>4-358-31 デジタル濁度計TBD700用校正セルセット 4種 (20/100/400/800NTU)</p>	<p>4-4861-11 濁度計ガリマ校正液セット 各20ml入 (20/100/400/800NTU)</p>
校正液品番②	-	<p>4-4861-12 濁度計 ONTU校正液 100ml ※セル（瓶）は付属していません。</p>	
測定用 サンプル瓶	<p>4-4861-13 濁度計 ガラスサンプル瓶セット 6個入 (測定用 空のサンプル瓶)</p>		
備考	<p>・旧タイプをご使用のお客様は必ず <u>4-358-11の旧タイプ用校正セルセットを ご使用ください。</u></p>	<p>・5点校正が可能です。ONTU校正液のみ別売となります。 ・ONTU用のセル（瓶）は取扱説明書記載の通り、標準付属のものを再利用する形になります。 ・ONTU校正液は4-358-11（TBD700新タイプ）、4-4861-11（TBD500）共通で使用できます。</p>	