

省スペースで使いやすい
シェイキングインキュベーターが新登場！
用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ！

上開きカバーで開口が広い為
攪拌時にも見やすく、
作業しやすい設計です。

幅360×奥行435×高さ320mmの
コンパクトサイズ。
(開口時高さ約710mm)

カバーを開けると攪拌が
自動で止まる安全機能付き。

アタッチメント交換で様々な
容器に幅広く対応。



品番	型番	仕様
4-525-01	MSI-60	本体
4-525-11	FP6-250	フラスコ用ホルダー (250 ~ 300ml)
4-525-12	FP12-100	フラスコ用ホルダー (100 ~ 150ml)
4-525-13	ABP-12	調整バー付きホルダー (フラスコ用)
4-525-14	UP-260	バネ式ホルダー (50ml 遠沈管用)
4-525-15	DDP-4A	2段フラットホルダー (シャーレ用)
4-525-16	P-4	フラットホルダー (シャーレ用)
4-525-17	SP-GS	滑り止めシート

※本体(4-525-01)にはアタッチメントには付属していません。

【仕様】

- 回転数: 50~300rpm
- 攪拌方式: 巡回方式
- 振幅: 20mm
- 温度調節範囲: 室温 +5~60°C
- 温度安定性: ±0.3°C(at37°C)
- 温度表示精度: 0.1°C
- タイマー設定範囲: 1分~99時間59分または連続運転
- 外寸法: 360×435×320mm
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 重量: 18.7kg
- 外寸法: 360×435×320mm
- 過昇温防止機能付き