



電動ピペットのニュースタンド！

Point
① ピペットを装着したままでも
本体のみで自立可能！



スタンドが必要ありません！

Point
② 吸引・吐出スピードは
6段階で調整可能！



表示部

Point
③ 強力なモーターで
25mLのピペットを
約5秒で満タンに！
(最速設定時)



ビオラモピペットフィルター

品 番	型 番	適合ピペット (mL)
4-5740-01	VPF-100	0.1~100
4-5740-11	交換用フィルター(疎水性PTFE・孔径φ0.45μm)	
1-335-12	交換用シリコンアダプター	



仕様

- 材質 : 本体/ PVDF (ポリフッ化ビニリデン) ・ ABS樹脂
ポリカーボネート、フィルター/ PTFE
- 表示 : 液晶 (バッテリー残量・速度設定値)
- 電源 : リチウムイオン充電電池 (内蔵) または
ACアダプター (付属)
- 重量 : 約200g
- 付属品 : フィルター×2個 (1個は装着済)、
シリコンアダプター×1個 (装着済)、
壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル

※価格・仕様などは予告なく変更になる場合があります。

- ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能です。
- 強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。
- 片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。
- 6段階のスピード調節が可能です。
- バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。
- USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。



typeC充電



壁掛けホルダー(付属)



ディスポピペット各種サイズに対応！

ビオラモディスポピペットに新モデルが登場！

ビオラモディスポピペットα



品 番	容量 (mL)	一目盛 (mL)	上部外径 (φ)	色	入 数
4-6769-01	1	0.01	4.7	黄	1箱 (1本/袋×500袋入)
4-6769-02	2	0.02	6	緑	
4-6769-03	5	0.1	8	青	1箱 (1本/袋×200袋入)
4-6769-04	10		7.9	橙	
4-6769-05	25	0.2	7.8	赤	1箱 (1本/袋×150袋入)
4-6769-06	50	0.5	8.3	紫	1箱 (1本/袋×100袋入)

- 開封が容易なピーリング包装 (プラスチック+紙) です。
- 個包装 (1本入) にロット番号を記載しています。
- 方向の目盛 (順目盛・逆目盛) とマイナス目盛付きです。
※逆目盛は1mL・2mLタイプを除く。
- 綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。

仕様

- 材質 : PS
- 滅菌済 (個包装)
- DNase・RNase・パイロジェンフリー
- 目盛精度 (最大容量時) : 1mL・2mLタイプ/±2%、
5mL・10mL・25mL・50mLタイプ/±1%
- 綿栓付き

※価格・仕様などは予告なく変更になる場合があります。



ピーリング包装