

手のひらサイズのローテーター

おすすめ



ホルダー2枚使用時

ミニチューブローテーター

品番	型番	品名	仕様	価格(税抜)
4-6069-01	MTR-115	本体		59,000
4-6069-11	MTR-50TH	50mL遠沈管用ホルダー	2本架け	7,800
4-6069-12	MTR-15TH	15mL遠沈管用ホルダー	4本架け	7,800
4-6069-13	MTR-MTH	1.5-2mLマイクロチューブ用ホルダー	12本架け	9,800

※ホルダーは付属しておりません。

- ・ホルダー傾斜角度は0～90°の幅で調整が可能です。
- ・傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。
- ・用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、5mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。
- ・付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。

- ・攪拌方式：回転攪拌
- ・回転数：3～55rpm
- ・傾斜角調節範囲：0～90°（水平～垂直）
- ・モーター：DCモーター

- ・モーター：DCモーター
- ・サイズ：113×123×159mm（突起部含む）
- ・重量：約1.25kg
- ・付属品：ACアダプタ、積層スペーサ、片ロスパナ、蝶ナット

AXEL




50mL遠沈管使用時




15mL遠沈管使用時



マイクロチューブ使用時



MTR-50TH



MTR-15TH



MTR-MTH

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター
TEL 0120-700-875