

豊富なバリエーションをご用意！

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ シリンジフィルター

品番	-01		-02		-03		-04			
	フィルター直径 (mm)		φ13				φ25			
	孔径 (μm)		0.22		0.45		0.22		0.45	
	メンブレン材質		価格 (税抜)							
4-6099	親水性PTFE		¥8,600	¥8,600	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800
4-6100	疎水性PTFE		¥6,400	¥6,400	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000
4-6101	親水性PVDF		¥8,600	¥8,600	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800	¥10,800
4-6102	PES		¥5,800	¥5,800	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300
4-6103	Nylon		¥5,800	¥5,800	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300
4-6104	CA		¥5,800	¥5,800	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300
4-6105	疎水性PP		¥5,800	¥5,800	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300	¥7,300


※耐薬品性は通過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、4-6099-01~04, 4-6103-01~04をご用意しております。



■共通仕様
●ハウジング材質：PP ●入数：1箱（100個入）
●接続：入口/メススルーロック、出口/オススルーロック

GF製プレフィルターを1種類内蔵 ビオラモ2層構造シリンジフィルター


品番	-01		-02			
	フィルター直径 (mm)		φ25			
	孔径 (μm)		0.22		0.45	
	メンブレン材質		価格 (税抜)			
4-6109	親水性PTFE		¥16,800	¥16,800	¥16,800	¥16,800
4-6110	疎水性PTFE		¥16,800	¥16,800	¥16,800	¥16,800
4-6111	親水性PVDF		¥16,800	¥16,800	¥16,800	¥16,800



■共通仕様
●ハウジング材質：PP ●入数：1箱（100個入）
●接続：入口/メススルーロック、出口/オススルーロック

プレフィルターを2種類内蔵し より効率的な濾過が可能


品番	-01		-02			
	フィルター直径 (mm)		φ25			
	孔径 (μm)		0.22		0.45	
	メンブレン材質		価格 (税抜)			
4-6106	親水性PTFE		¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000
4-6107	疎水性PTFE		¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000
4-6108	親水性PVDF		¥26,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000



※耐薬品性は通過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02をご用意しております。

気体や有機溶剤の濾過に最適な50mmサイズ ビオラモ50mmガードフィルター (エアventフィルター)

品番	型番	孔径 (μm)	フィルター直径 (mm)	入数	価格 (税抜)
4-6112-01	AVF050S010	0.10	50	1箱 (10個入)	¥13,800
4-6112-02	AVF050S022	0.22			¥13,800
4-6112-03	AVF050S045	0.45			¥13,800
4-6112-04	AVF050S100	1.00			¥13,800



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※耐薬品性は通過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02をご用意しております。

■仕様
●材質：メンブレン/疎水性PTFE、
ハウジング/ポリカーボネート
●接続口：ステップホースバンド（外径φ7.0~13mm）