

## ブルックフィールド粘度計 DV2T

## 標準仕様

型式	(LV/RV/HA/HB <sup>*1</sup> ) DV2T
サイズ(cm)	
重量	約 9 kg
電源	90~260 V 50/60 Hz 150 VA
PC 接続	USB ポート(B タイプ)
プリンター出力	USB ポート(A タイプ) (Dymo 550 Turbo Label Writer のみ対応)
動作環境	温度 0 ~ 40 °C 湿度 20 % ~ 80 %
測定精度	フルスケールレンジレンジの±1.0 %
測定再現性	フルスケールレンジレンジの±0.2 %
測定温度精度	±1 °C (-100 ~ +149 °C) ±2 °C (+150 ~ +300 °C)
回転数(rpm)	0.1~200
トルク値(mN・m)	LV : 0.0673、RV : 0.7187、HA : 1.4374、HB : 5.7496
標準構成	粘度計本体、台座、ロッド、電源ケーブル、標準スピンドルセット、温度プローブ、ガードレグ(LV、RV のみ)、キャリーケース、キャップ、保護フィルムキット
オプション	本体: マグネチックカップリング、ボールベアリング ソフトウェア: RheocalcT 納品時 IQOQ 対応

<sup>\*1</sup>トルクタイプにより呼称と測定可能粘度範囲が異なります。