


## スピンドル仕様

### 少量サンプルアダプターセット/UL低粘度アダプターセット用




スピンドル /チャンバー	スピンドル 直径(mm)	高さ (mm)	サンプル量 (mL)	せん断速度 (1/s)
SC4-14 / 6R	8.74	8.64	2.1	0.4N
SC4-15 / 7R	9.55	17.12	3.8	0.48N
SC4-16 / 8R	6.99	20.70	4.2	0.29N
SC4-18 / 13R	17.48	31.72	6.7	1.32N
SC4-21(SD) / 13R	16.77	31.24	7.1	0.93N
SC4-25 / 13R	4.78	13.21	16.1	0.22N
SC4-27(SD) / 13R	11.76	33.02	10.4	0.34N
SC4-28 / 13R	9.39	32.00	11.0	0.28N
SC4-29 / 13R	7.62	27.18	13.5	0.25N
SC4-31 / 13R	11.76	25.15	9.0	0.34N
SC4-34 / 13R	9.39	24.23	9.4	0.28N
SC4-DIN-82 / 13R	17.56	26.35	5.5	1.29N
SC4-DIN-83 / 7R	11.37	17.59	1.5	1.29N
ULA	25.13	90.74	16.0	1.223N

回転数×せん断速度係数(上記○N) = せん断速度[1/s]となります。

SD 表記のスピンドルは、ソリッドシャフトタイプもございます。

SC4-27 スピンドルは、使い捨てタイプもございます。



チャンバー	直径 (mm)	高さ (mm)
SC4-6R (P)	12.7	28.19
SC4-7R (P)	12.73	44.32
SC4-8R(P)	13.08	40.23
SC4-13R(P)	19.05	64.77
ULA-31EY	27.62	

※温度センサー付きチャンバーには“ P ”が付きます。