


ブルックフィールド粘度計 サーモセルセット構成

サーモセルセットは、電気ヒーターにより、最高300℃までサンプルを昇温でき、ホットメルトやアスファルト、ポリマー等の高温で溶融するサンプルに有効なオプションです。

温度範囲は40℃から300℃で、水を使った温調を想定する他のオプションがカバーできない、100℃以上の高温域をカバーします。

粘度計

- ・粘度計本体
- ・標準スピンドルセット
(LV用またはRV/HA/HB用)
- ・ガードレグ(LV/RVのみ)
- ・温度プローブ
(DVPlusの場合はオプション)
- ・スタンド
- ・電源ケーブル
- ・キャリーケース



サーモセルセット

標準構成

- ・サーモセル(電気炉)①
- ・コントロールユニット②
- ・断熱キャップ③ ※1個
- ・チャンバーラック④
- ・サンプルチャンバー⑤ ※1個
- ・ディスポーザブルチャンバー⑥ ※5個
- ・カップリングナット⑦
- ・エクステンションリンク⑧ ※2本
- ・スピンドル⑨ ※下記参照
- ・位置決め治具⑩
- ・ディスポーザブルチャンバー用取り出し用具⑪
- ・サンプルチャンバ用取り出し用具⑫
- ・18インチロッド⑬
- ・温度プローブ ※1個

※スピンドルはサンプルに合わせてご選択ください。
標準で1個含まれます。別途追加も可能です。
また、ディスポーザブルスピンドルもございます。

