

スリーワンモータ
THREE-ONE MOTOR
THREE-ONE MOTOR Series

新製品

安全ハイパワー汎用攪拌機 TYPE:BLh300Saf/BLh600Saf/BLh1200Saf/BLh3000Saf

スリーワンモータ **BLh-Saf** セーフティ

安全汎用攪拌機 TYPE:BL300/BL600/BL1200/BL3000

スリーワンモータ **BL-Saf** セーフティ

インターロック機能

従来の安全カバーではカバー出来ない箇所も
わかりやすくカバーする大型アクリルカバーを
採用しました。
安全カバーを開くとモーターの回転が停止する
インターロック機能を搭載しさらに安全性を
高めています。



特徴

- 上部駆動軸が飛び出ないフラット仕様
- カバーを開けると攪拌棒の上げ下げが可能
- 回転状態がわかりやすいアクリルケース

HEIDON

THREE-ONE MOTOR
THREE-ONE MOTOR Series

HEIDON

安全ハイパワー汎用攪拌機 80W

BLh-Safシリーズ

セーフティ

BLh300Saf

高粘度用

- 回転数/5~300 rpm
- 最大トルク/2.6N・m

BLh600Saf

中高粘度用

- 回転数/10~600 rpm
- 最大トルク/1.3N・m

BLh1200Saf

低中粘度用

- 回転数/20~1200 rpm
- 最大トルク/0.7N・m

BLh3000Saf

低粘度用

- 回転数/50~3000 rpm
- 最大トルク/0.2N・m

安全汎用攪拌機 40W

BL-Safシリーズ

セーフティ

BL300Saf

高粘度用

- 回転数/5~300 rpm
- 最大トルク/1.3N・m

BL600Saf

中高粘度用

- 回転数/10~600 rpm
- 最大トルク/0.7N・m

BL1200Saf

低中粘度用

- 回転数/20~1200 rpm
- 最大トルク/0.3N・m

BL3000Saf

低粘度用

- 回転数/50~3000 rpm
- 最大トルク/0.1N・m

アクリルカバーをステンレスで製作することも可能(特注対応)です。
お問い合わせください。

同じサイズでトルクが2倍のBLhをお薦めします

BL-Saf / BLh-Safシリーズ

スリーワンモータが誕生して45年。使いやすい攪拌機を追求したカタチがこのBL・BLhシリーズに詰まっています。コンパクトな筐体はそのままにさらにパワーを高めつつ、低発熱を実現しました。放熱を改善した設計により清掃の時に邪魔になる放熱フィンを追放。フラットな筐体で簡単に汚れを拭き取ることができます。ユーザー目線で考えるHEIDONの思想です。



- インターロックは再びカバーを閉じてもうすぐ回転しない安全機構
- 自動正転逆転タイマーで攪拌効率をアップさせることができます
- 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。芯ブレを減らし、工具がいらぬ便利なチャックです
- 攪拌停止タイマーを搭載。希望の時間に停止出来ます
- フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます
- 攪拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載
- スリーワンモータは弊社おごせ工場で作している日本製です。メンテナンスも安心の国内自社対応です

BL-Safシリーズ/BLh-Safシリーズ 共通仕様

モータ	DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクター、フルガード安全カバー、インターロック機能
パネル表示	回転数：デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ：1目盛り20%
回転制御	フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、攪拌停止タイマー
寸法・重量	W144×D175×H237mm ・ BLh:3.2 BL:3.0Kg
電源	100V 50/60Hz共用 2極接地プラグ付きコード長2m
付属品	クランプホルダ、フルガード安全カバー、保証書付き取扱説明書
オプション	組み立てスタンド Type:CS、攪拌シャフト、攪拌翼

HEIDON は、新東科学株式会社の登録商標です。 記載内容、商品の外観、スペック等は、お断りなく変更する事がありますので、ご了承ください。

HEIDON 新東科学株式会社

機種選定や攪拌にお困りなら

tom@heidon.co.jp

本社・営業部：〒101-0034 東京都千代田区神田東紺屋町27 TEL.03-3252-2791 FAX.03-3252-2792

http://www.heidon.co.jp/

BLs-300-2022-09