


MEDIA DMEM (高グルコース含)

- 特徴
- グルコースを4,500 mg/L含み、代謝活性が高く増殖の速い細胞株(多くの腫瘍細胞を含む)の培養に適しています。
 - 栄養素の急速な枯渇を抑え、高密度培養や長期培養をサポートします。

- 仕様
- 用途: 細胞培養 ● 滅菌方法: フィルターろ過(0.1 μ m)
 - pH: 7.2~7.4
 - 濃度: D-グルコース/4500mg/L、L-グルタミン/584mg/L、炭酸水素ナトリウム/3700mg/L、フェノールレッド/15mg/L、ピルビン酸ナトリウム/110mg/L
 - 細菌: 陰性 ● マイコプラズマ: 陰性 ● エンドトキシン: <3.0 EU/mL
- ※保管温度: 2~8℃(遮光) ※有効期限: 製造後24か月
※有効期限はメーカー製造日を起算日としており、輸送期間や在庫期間により、納品時の残存有効期限は変動する場合があります。

試薬	品番	型番	容量(mL)	価格(税抜)
DMEM	4-7964-01	EB158701	500	¥1,200



Buffer PBS (りん酸緩衝生理食塩水)

- 特徴
- 本製品はCa²⁺、Mg²⁺、フェノールレッドを含みません。

- 仕様
- 用途: 細胞培養
 - 濃度: 1×
 - pH: 7.2~7.4
 - 滅菌方法: フィルターろ過(0.1 μ m)
 - マイコプラズマ: 陰性
 - エンドトキシン: <3.0 EU/mL

※保管温度: 常温(2~30℃) ※製品は常温でお届けします。 ※有効期限: 製造後36か月
※有効期限はメーカー製造日を起算日としており、輸送期間や在庫期間により、納品時の残存有効期限は変動する場合があります。

試薬	品番	型番	容量(mL)	価格(税抜)
PBS	4-7906-01	EB158706	500	¥980


Buffer DPBS (ダルベッコりん酸緩衝生理食塩水)

- 特徴
- 本製品はCa²⁺、Mg²⁺、フェノールレッドを含みません。

- 仕様
- 用途: 細胞培養
 - 濃度: 1×
 - pH: 7.2~7.4
 - 滅菌方法: フィルターろ過(0.1 μ m)
 - マイコプラズマ: 陰性
 - エンドトキシン: <3.0 EU/mL

※保管温度: 常温(2~30℃) ※製品は常温でお届けします。 ※有効期限: 製造後36か月
※有効期限はメーカー製造日を起算日としており、輸送期間や在庫期間により、納品時の残存有効期限は変動する場合があります。

試薬	品番	型番	容量(mL)	価格(税抜)
DPBS	4-7905-01	EB158710	500	¥980



商品の外観・仕様・特徴・価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索

電話受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

仕様・外観は予告なく変更する場合があります。



商品の最新情報は検索サイト「AXEL」でご確認ください。



アズワン AXEL

<https://axel.as-1.co.jp/>



ビオラモ試薬とあわせておすすめの商品はこちら!

ビオラモストレーナーシリーズ



- 特徴
 - 使いやすい個包装です。
 - 持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。
 - 各メッシュサイズ毎に色分けされており、識別が容易です。
- 仕様
 - 材質：フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
 - 電子線滅菌済(SAL 10⁻⁶)
 - DNase・RNase・パイロジェンフリー
 - 非細胞毒性
 - 入数：1箱(1個/包×50包入)

サン
ブル

品 番	対応チューブ(mL)	メッシュサイズ					
		40 μm(青)		70 μm(白)		100 μm(黄)	
		品 番	価格(税抜)	品 番	価格(税抜)	品 番	価格(税抜)
4-6909	1.5 / 2.0 / 5 / 15	-01	¥ 9,900	-02	¥ 9,900	-03	¥ 9,900
3-6649	50	-11	¥10,700	-12	¥10,700	-13	¥10,700
4-6926	225 / 250	-01	¥10,800	-02	¥10,800	-03	¥10,800



ビオラモPETG角型培地瓶

品 番	容量(mL)	入 数	価格(税抜)
4-6978-01	125	1個/包	¥ 370
4-6978-51		1箱(1個/包×24包入)	¥ 7,900
4-6978-02	250	1個/包	¥ 470
4-6978-52		1箱(1個/包×24包入)	¥10,100
4-6978-03	500	1個/包	¥ 640
4-6978-53		1箱(1個/包×24包入)	¥13,900
4-6978-04	1000	1個/包	¥ 1,030
4-6978-54		1箱(1個/包×24包入)	¥22,200
4-6978-05	2000	1個/包	¥ 1,500
4-6978-55		1箱(1個/包×12包入)	¥15,900

- 特徴
 - PETG製で割れにくく、ガラスのような高い透明度を有しています。
 - ガスバリア性に優れ、培地や試薬、バッファーの長期保存に適しています。
 - 視認性の高い成型目盛付きです。
 - 2000mLサイズは持ちやすいグリップ部付きです。

- 仕様
 - 材質：本体/PETG(USP クラスVI)、キャップ/HDPE
 - 使用温度範囲-80~+60℃
 - 電子線滅菌済
 - DNase・RNase・パイロジェンフリー
 - 細胞無毒性
 - 個包装



商品の外観・仕様・特徴・価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

