

定量送液ポンプ

◆ 特徴

- ローラーセットは一体型で**着脱が容易!**
- **吐出精度が高く**流量の再現性に優れていますので**微量の送液**にも適しています!
- 純正チューブ(シリコン・タイゴン)を標準で付属、商品到着後**すぐに安心して作業を開始**できます!

MP-2000W



MP-2100W



MP-2000W(チューブ掛数 2本)

品 番	型 番	付属チューブ(内径×外径×長さ)	価格(税抜)
4-7032-01	MP-2000WT1	タイゴン 1.15×3.2mm×5m	¥81,000
4-7032-02	MP-2000WT2	タイゴン 2.15×4.2mm×5m	¥82,300
4-7032-03	MP-2000WT3	タイゴン 3.15×5.2mm×5m	¥83,300
4-7032-04	MP-2000WS1	シリコン 1.15×3.2mm×5m	¥82,100
4-7032-05	MP-2000WS2	シリコン 2.15×4.2mm×5m	¥82,300
4-7032-06	MP-2000WS3	シリコン 3.15×5.2mm×5m	¥83,100

MP-2100W(チューブ掛数 4本)

品 番	型 番	付属チューブ(内径×外径×長さ)	価格(税抜)
4-7032-10	MP-2100WT1	タイゴン 1.15×3.2mm×5m	¥131,000
4-7032-11	MP-2100WT2	タイゴン 2.15×4.2mm×5m	¥132,300
4-7032-12	MP-2100WT3	タイゴン 3.15×5.2mm×5m	¥133,300
4-7032-13	MP-2100WS1	シリコン 1.15×3.2mm×5m	¥132,100
4-7032-14	MP-2100WS2	シリコン 2.15×4.2mm×5m	¥132,300
4-7032-15	MP-2100WS3	シリコン 3.15×5.2mm×5m	¥133,100

◆ 仕様

- チューブ押え方式：ネジ可変式
- 流量：10～1450mL/h
- 流量精度：±2% (繰り返し精度±1%以内)
- 最大吐出圧：196kPa(2kg/cm²)
- 最大吸引圧：9.8kPa(0.1kg/cm²)
- 使用液温度範囲：0～60℃(氷結不可)
- 回転速度範囲：連続無段可変0～76rpm

AXEL



商品の外観・仕様・特徴・価格は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。