

ディスポリバーシブル 撥水吸水シート

4-7597-01

1枚入



液体の飛散・こぼれ対策に。

撥水×吸水のダブル機能で
作業環境を清潔に保ちます。


さまざまな現場の
液体対策を
サポート!

- ✓ 処置台に
- ✓ 検査台に
- ✓ 作業台に
- ✓ 器材の一時置きに

吸水性能の比較 (イメージ)



撥水×吸水の2層構造



吸水層
(PP不織布)

液体をすばやく吸収

撥水層
(PEフィルム)

裏面でしっかりガード
液体の浸透を防止



吸水

液体をすばやく吸収



裏面防水

PEフィルムで
浸透を防止



大判サイズ

1400×1500mmの
ゆったりサイズ



使い捨て

衛生的な
ディスポタイプ

製品仕様

品 番	4-7597-01
品 名	ディスポリバーシブル 撥水吸水シート
サイズ	1400×1500mm
入 数	1 枚
材 質	撥水部/PE (ポリエチレン) 吸水部/PP (ポリプロピレン) 不織布
用 途	処置台・検査台・作業台の 液体対策に

こんなシーンでご使用いただけます



処置台に



検査台に



作業台に



アズワン株式会社

カスタマー相談センター

0120-700-875

商品の外観・仕様・特徴・価格は
予告なく変更する場合があります。
予めご了承ください。