


スポイド瓶（角型ガラス製） 5-134-01～05, 5-135-01～05

容器部（ソーダガラス）




(単位：mm)

品番	容量 (ml)	胴径	容器高さ	全高
-01	10	32	47	65
-02	20	32	65	85
-03	30	36.3	75	100
-04	60	44	83	115
-05	120	53	95	125

全高はオーバーキャップ使用時

スポイド部（硼珪酸ガラス：先端部）



品番	胴径	長さ	適用品
-01	7	46	S-10
-02	7	62	S-20
-03	9	70	S-30
-04	9	80	S-60
-05	9	90	S-120

スポイドゴム NR（グレー）

ホールキャップ PP

オーバーキャップ ユリア樹脂

