


# ホーローフタ付タンク 5-191-01 ~ 08

## 外形寸法図



(単位 : mm)

コード	容量	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	肉厚
5-191-01	1 ℓ	145	30	15	75	25	120	120H	0.5 t
-02	2	161	30	15	95	25	140	140	0.6
-03	3	186	30	17	120	25	160	160	0.6
-04	4.5	210	30	17	135	30	180	180	0.6
-05	10	267	30	17	170	40	235	235	0.6
-06	15	295	30	18	200	40	270	270	0.6
-07	19	320	40	18	215	45	290	290	0.6
-08	25	351	60	22	235	51	330	330	0.6