


クールボックス

外形寸法図

(単位：mm)

5-235-01～03



品番	型番	サイズ
-01	F-5	外寸法：183(W)×248(L)×173(H)
		内寸法：130(W ₂)×198(L ₂)×125(H ₂)
-02	F-8	外寸法：233(W)×248(L)×173(H)
		内寸法：183(W ₂)×198(L ₂)×125(H ₂)
-03	F-11	外寸法：255(W)×316(L)×170(H)
		内寸法：198(W ₂)×260(L ₂)×125(H ₂)

保冷剤はBox内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。

専用保冷剤

5-235-04～06

品番	型番	外寸法	備考
-04	B-50	93×207×30	F-5用
-05	B-80	148×207×30	F-8用
-06	B-110	160×268×30	F-11用