

耳鼻咽喉科手術用 キューレット マリアブル

シャフトが自由に曲がるマリアブルタイプのキューレット/サクシオン

副鼻腔の構造に合わせてシャフトを曲げる事で的確なアプローチをサポートします



F9877B キューレット マリアブル



F9877C キューレット スクープ マリアブル

剥離操作が可能なマリアブル吸引管です



F9877A サクシオン キューレット マリアブル

品番	販売名	規格	入数	標準価格	JANコード
F9877B	キューレット マリアブル	全長20.5cm/先端5mm/輪ひ型	1	¥24,900	4595558108026
F9877C	キューレット スクープ マリアブル	全長20.5cm/先端3mm/スプーン型	1	¥24,900	4595558108019
F9877A	サクシオンキューレット マリアブル	全長20cm/吸引管	1	¥27,000	4595558108064

製造販売業者

BN BLISS NOTE

有限会社ブリスノート

<https://www.blissnote.net/>

販売名：キューレット マリアブル
販売名：キューレット スクープ マリアブル
販売名：サクシオンキューレット

医療機器届出番号：27B1X00171250002
医療機器届出番号：27B1X00171250001
医療機器届出番号：27B1X00171250005

