

# 校正 & 点検 サービス 2026

校正・点検の  
マルチベンダーサービス

機器管理の面倒ごと、  
**まとめて**  
お任せください!

アズワンが解決します!



特急校正



ワンストップ



JCSS校正



webで  
簡単検索



価格・納期  
が明確



現地点検  
校正サービス



SPECIAL  
COUPON

開いて  
お得を  
ゲット!

お得なクーポン 24ページ 情報あり!

**アズワン株式会社**

パンフレットを開いてお得な情報をぜひご確認ください!


# この機器も、あのメーカーも。 校正・点検ならアズワンにお任せください。

！ 校正から点検まで、品質管理をトータルサポートします。



## 校正サービス

測定の「正確さ」を保証します



### 特急校正サービス

お急ぎの場合は最短3営業日に対応。  
(対象機種限定)



### 英文・中文の 校正証明書に対応

海外への提出や輸出対応も安心。  
各種校正証明書の発行が可能です。



### 自社校正による 低価格・短納期

自社設備での校正により、  
高品質・低価格・短納期を実現します。



### JCSS校正にも対応

アズワン及び協力会社にて対応します。  
(JCSS登録事業者／登録番号RCL01880)

対応機器カテゴリ(例)

温度計

温湿度計

pH計

天秤

圧力

回転

照度

タイマー



## 点検サービス

設備の「安全性・信頼性」をサポートします



### 出張点検に対応

専門スタッフが現地へ訪問し、点検を実施。  
全国どこへでも対応可能です。



### 複数台の 一括点検も可能

同一現場の複数機器をまとめて点検。  
効率的でコスト削減にもつながります。



### IQ/OQ/PQ バリデーション対応

製薬・食品・化粧品分野などの  
バリデーションに対応します。



### 倉庫・庫内マッピングも可能

温度分布の可視化により、保管環境の  
信頼性向上をサポートします。

対応機器カテゴリ(例)

インキュベータ

乾燥機

恒温槽

洗浄機器

遠心機

ミキサー・  
シェーカー

ホットプレート

スターラー

！ 校正・点検ともに、掲載機器以外にも幅広い機器を取り扱っております！



まずはご相談ください

機器の種類や台数、納期、ご予算に合わせて最適なプランをご提案します。

お問い合わせ・お見積もりはお気軽にどうぞ

## ワンストップ対応



複数メーカー・複数カテゴリの  
測定機器を窓口ひとつで  
まとめて依頼可能。

## 校正・点検時期 通知サービス



再校正・再点検の時期を  
メールでお知らせ。  
うっかり期限切れを防止。

## 全国対応



機器を送るだけで依頼可能。  
全国どこからでも  
ご利用いただけます。

## ISO/IEC 17025 認定取得




温度計の分野で  
JCSS登録事業者として  
認定を取得しています。

# ！ ラボの計測器・機器の校正・点検はすべてアズワンで対応！

計測器から大型機器まで、ワンストップでサポートいたします。

ラボの  
安心・安全・  
品質管理を  
トータルサポート！



校正・点検  
対応機器一覧

- |                 |         |            |           |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| ① pH計・導電率計      | ④ 天秤    | ⑦ 定温乾燥器    | ⑩ 洗浄機器    |
| ② タイマー・ストップウォッチ | ⑤ 温度計   | ⑧ インキュベーター | ⑪ 遠心機     |
| ③ 体積計           | ⑥ 分光光度計 | ⑨ ウォーターバス  | ⑫ クリーンベンチ |

## PRODUCTS INDEX

### 校正証明書付き 商品

- 環境管理機器 ..... P.3
- 分析・試験機器 ..... P.9
- 計量機器 ..... P.11
- 設備管理機器 ..... P.17
- 寸法・物性機器 ..... P.21

### 点検検査書付き 商品

- 定温・恒温機器 ..... P.27
- 洗浄機器 ..... P.31
- 冷却・加熱機器 ..... P.33
- 攪拌機 ..... P.34
- 遠心器 ..... P.35
- 滅菌器 ..... P.36

### お役立ちコンテンツ

- コラム 冷蔵庫の温度、一定だと思ってませんか？ ..... P.4
- 一覧 おんどとり 各シリーズの機能一覧 ..... P.5
- コラム 内部の温度までは測れない!? 放射温度計の特徴と注意点 ..... P.7
- コラム その空気、本当にキレイですか？ ..... P.8
- コラム なぜ騒音計は94dBで校正するの？ ..... P.8
- コラム 検定付き秤とは？ ..... P.12
- ご案内 アズワンの特急校正サービス ..... P.16
- コラム 地下・タンク内作業の危険性 ..... P.17

- コラム その「1分」が品質を左右する！ ..... P.19
- コラム 校正証明書に有効期限はない？ ..... P.21
- ご案内 校正証明書の見方について ..... P.24
- コラム 部品不良の原因、実は「圧力低下」かもしれません ..... P.25
- ご案内 IQOQについて ..... P.29
- ご案内 アズワンの一括点検 ..... P.30
- ご案内 校正と点検って何が違う？ ..... P.32
- ご案内 遠心機・オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)の法定点検について ..... P.36

校正証明書付き商品

下記 3点セットが付属します！

- 1 校正証明書

2 試験成績書

3 トレーサビリティ体系図



特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓

監査まで時間がない

✓

校正期限が切れてしまった

✓

急ぎで証明書が必要

✓

設備を止められない

最短  
3営業日  
以内に出荷！

校正証明書付き商品

校正証明書付き商品とは、  
アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷前に機器の校正を実施し、  
校正証明書を発行するサービスです。

商品には校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図を添付してお届けします。  
また、ご使用中の機器を対象とした預かり校正や、JCSSをはじめとする認定校正にも一部対応しております。  
品質管理や監査対応に必要な校正サービスについて、お気軽にご相談ください。  
料金について「本体+校正費用」は新品本体を校正した際の価格です。「預かり校正費用」はお客様から機器をお預かりして校正した際の価格です。

データロガー

品番 2-1423-21-20

データロガー本体と  
20chネジ端子のセット

GRAPHTEC



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 240,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 24,000(税抜)  |

品番 3-6823-41-20

12CHデータロガー  
(温度・電圧・湿度)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 91,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 24,000(税抜) |

品番 2-2658-04-20

温湿度データロガー  
(USB接続タイプ)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 31,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000(税抜) |

品番 1-1450-01-20

データロガー  
温度計  
(4チャンネル)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 64,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000(税抜) |

品番 61-8493-90-20

熱電対4ch  
温度データロガー

TAND



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 66,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 24,000(税抜) |

品番 68-6573-73-20

温度データロガー  
HIOKI



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 44,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000(税抜) |

温湿度計

品番 4-6855-01-20

デジタル温湿度計

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 17,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000(税抜) |

品番 4-7027-01-20

室内・冷蔵庫用  
温湿度計

AS ONE  
×  
CUSTOM



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 15,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000(税抜) |

品番 4-794-01-20

デジタル温湿度モニター  
(でかモニ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 17,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000(税抜) |



ご注文方法について

新規・預かり校正（点検）共通

品番が存在するもの

Web、メール等から、  
品番でご注文いただけます。



品番が存在しないもの

都度、お問い合わせください。



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！


## 冷蔵庫の温度、一定だと思ってませんか？

冷蔵庫や冷凍庫の温度は、扉の開閉や収納物の量、周囲の環境によって変動します。庫内の場所によっても温度差が生じることがあり、設定温度=実際の温度とは限りません。特に、食品や医薬品・試薬などを保管する現場では、わずかな温度変化が品質に影響を与えることもあります。

### POINT

「測る」ことで初めて見てくる温度変化。  
温度計やデータロガーによる定期的な確認が、品質管理の第一歩です。

アズワンの出張点検では、  
庫内9点分布を実施！



庫内を9点（上段・中段・下段の各エリア）で測定し、温度の偏りや変動を可視化。より正確な温度管理が可能です。



❗ 温度計・温湿度計・データロガーの点検・校正は、アズワンにお任せください。

品番 2-7397-01-20

外部センサー付き  
温湿度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥16,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥24,000(税抜) |

品番 2-6297-01-20

デジタル温湿度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥17,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 61-0104-08-20

スティック  
中心温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥29,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

### 温調器

品番 1-6540-11-20

デジタル温度調節器



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥61,100(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-6124-11-20

デジタル高精度温度調節器



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥61,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-5481-32-20

デジタルマルチ温調器



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥71,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

### 中心温度計

品番 4-7028-01-20

防水デジタル中心温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥15,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-3521-01-20

中心温度計  
(防水タイプ)



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥21,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-2762-01-20

食品用  
中心温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥33,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

## おんどり 各シリーズの機能一覧

| シリーズ名   | TR7 series                                                                                                                                                                                  | RTR500B series                                                                                                                                                                              | TR4A series                                                                                                                                                                                 | TR-5i series                                                                                                                                                                                | TR-7Ui series                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スタイル    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| 特徴      | <ul style="list-style-type: none"> <li>おんどりWeb Storage対応 (無料クラウド/ブラウザサービス)</li> <li>スマホ/タブレットアプリ対応</li> <li>校正サービス対応※1</li> <li>本体の防水性能</li> <li>データ自動収集</li> <li>VFCモード対応※3</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度・大気圧</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> <li>温度・湿度</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度</li> <li>温度</li> <li>温度</li> <li>温度</li> <li>温度</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度・湿度・大気圧</li> <li>温度・湿度・大気圧</li> <li>温度・湿度・大気圧</li> <li>温度・湿度・大気圧</li> <li>温度・湿度・大気圧</li> </ul>                                                     |
| 警報      | 警報機能                                                                                                                                                                                        | Eメール・プッシュ                                                                                                                                                                                   | 通知Eメール・接点出力                                                                                                                                                                                 | 本体LED                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| データ収集方法 | <ul style="list-style-type: none"> <li>特定小電力無線 LAN (イントラネットも可)</li> <li>モバイル回線 Bluetooth®</li> <li>USB (PCとケーブル接続)</li> <li>SDメモリ</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> <li>※4</li> </ul>                                                                                        |
| 測定項目    | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度(℃)</li> <li>湿度(%)</li> <li>照度、UV (lx, mW/cm²)</li> <li>CO2 (ppm)</li> <li>大気圧 (hPa)</li> <li>電圧 (V)</li> <li>4-20mA (mA)</li> <li>パルス数</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度(℃)</li> <li>湿度(%)</li> <li>照度、UV (lx, mW/cm²)</li> <li>CO2 (ppm)</li> <li>大気圧 (hPa)</li> <li>電圧 (V)</li> <li>4-20mA (mA)</li> <li>パルス数</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度(℃)</li> <li>湿度(%)</li> <li>照度、UV (lx, mW/cm²)</li> <li>CO2 (ppm)</li> <li>大気圧 (hPa)</li> <li>電圧 (V)</li> <li>4-20mA (mA)</li> <li>パルス数</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度(℃)</li> <li>湿度(%)</li> <li>照度、UV (lx, mW/cm²)</li> <li>CO2 (ppm)</li> <li>大気圧 (hPa)</li> <li>電圧 (V)</li> <li>4-20mA (mA)</li> <li>パルス数</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>温度(℃)</li> <li>湿度(%)</li> <li>照度、UV (lx, mW/cm²)</li> <li>CO2 (ppm)</li> <li>大気圧 (hPa)</li> <li>電圧 (V)</li> <li>4-20mA (mA)</li> <li>パルス数</li> </ul> |

※1：ティアンドデイの校正サービスで対応可能な測定項目です。非対応の項目については他の校正機関にお問い合わせください。 ※2：一部機種を除く。 ※3：アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した管理を実現する測定モードです(一部機種対応)。 ※4：子機と親機間の通信で使用しています。

### おんどり

品番 **6-9183-41-20**

おんどり  
(無線LAN) TR7シリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 51,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 33,000 (税抜) |

品番 **61-8493-80-20**

おんどり  
(有線LAN) TR7シリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 59,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 37,000 (税抜) |

品番 **1-3521-11-20**

おんどり  
RTR500Bシリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 39,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 29,000 (税抜) |

品番 **4-5451-01-20**

おんどり Jr.  
TR4Aシリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 33,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 29,000 (税抜) |

品番 **1-5020-33-20**

おんどり Jr.  
TR-5iシリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 35,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 29,000 (税抜) |

品番 **1-9822-01-20**

おんどり  
TR-7Uiシリーズ



リードタイム  
**7日**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 120,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 95,000 (税抜)  |

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

温度計 校正 **AXEL**



お客様の要望に柔軟に対応できます！

校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

デジタル温度計

品番 61-0104-17-20

温度計



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥142,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜)  |

品番 1-591-11-20

デジタル温度計  
1ch単機能



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥34,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 65-8726-85-20

冷蔵庫用  
デジタル温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥15,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-6883-11-20

デジタル温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥15,430(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-7224-01-20

防水型デジタル  
温度計

(セーフティサーモ)  
本体+標準センサー



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥33,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-7594-21-20

防水デジタル  
温度計

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥32,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 63-1457-50

0.01高精度  
デジタル  
標準温度計



リードタイム  
21日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥93,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 1-5455-02-20

デジタル温度計

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥30,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-5784-01-20

食品用  
デジタル温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥42,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

放射温度計

品番 1-5309-12-20

高精度放射温度計  
(狭視野タイプ)

HORIBA



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥68,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |

品番 1-5621-01-20

防水型  
非接触温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥50,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |

品番 2-5785-11-20

防水形  
ハンディ放射温度計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥30,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ


0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

品番 **64-2544-08-20**

レーザーマーカ付  
赤外線放射温度計



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥22,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |

品番 **2-1961-01-20**

非接触温度計



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥31,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |

品番 **61-9437-92**

食品用放射温度計



リードタイム  
**9日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥30,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |


## 内部の温度までは測れない！？ 放射温度計の特徴と注意点

放射温度計は、対象物に触れずに温度を測定できる便利な測定器です。しかし、測定しているのは「表面から放射される赤外線」のみ。内部の温度を直接測ることはできません。例えば、電子レンジで温めた食品は、表面が冷たくても内部は高温になっていることがあります。また、加熱中の金属や液体でも、表面温度と内部温度が異なる場合があります。

### なぜ内部温度は測れないの？

<食品を加熱した例>

表面は冷たくても、内部は高温  
ということがあります。



放射温度計は、対象物表面から放射される赤外線の強さを測定し、温度に換算しています。内部温度や熱の伝わり方までは分かりません。

！放射温度計は、対象物の材質や表面状態によって測定値が変化します。

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 光沢のある金属<br><br>低く出やすい      | 黒色やつや消し<br><br>正しく測りやすい |
| 汚れ・油分・ほこり<br><br>高く出ることがある | 周囲の環境温度<br><br>影響を受ける   |

品番 **67-8090-77-20**

放射温度計  
**CUSTOM**




リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥27,100(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥18,000(税抜) |

### アナログ温度計

品番 **1-8277-01-20**

フッ素樹脂被膜温度計



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥19,160(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 **4-2793-02**

水銀ゼロ二重管  
標準温度計



リードタイム  
**21日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥45,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **3-5577-01-20**

足長赤液棒状  
温度計



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥18,940(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 **4-2789-01**

水銀ゼロ棒状  
標準温度計



リードタイム  
**21日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥65,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

総合検索サイト

**AXEL**

AXEL



研究用の科学機器・消耗品だけじゃない！  
工場MROから病院・介護、オフィス用品まで。  
事業に必要なあらゆる商品をフルラインナップ。

AXELは  
品揃え点数

**1400万点**以上！！

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に！

お探しのものはAXELで見つかる！！

温度計 校正 AXEL



**お客様の要望に柔軟に対応できます！**

**校正点を指定して校正**

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねるケースもございます

**代替機器の提案**

校正が難しい機器や製造終了品は、機器の買い替え提案も対応可能です

**ISO・GMP・HACCP**  
さまざまな規格に対応

**JCSS校正**

各種規格のJCSS校正についてお問い合わせください！

**その空気、本当にキレイですか？**

パーティクルカウンタは、目に見えない微粒子を測定し、クリーンルームや製造・研究環境の品質を守ります。正確な測定のために、定期的な校正が重要 です。

見えない粒子が、品質を左右します

- さまざまな場面で粒子が発生
- クリーンルームで粒子を制御
- パーティクルカウンタで粒子数を測定・確認

**！パーティクルカウンタ豆知識**

校正の頻度は使用環境により異なります  
一般的には年1回の校正が推奨されていますが、使用頻度や環境（温湿度・気圧・粉じん負荷など）により、最適な校正周期は変わります。

ゼロカウントの確認も重要です  
フィルタを通した清浄空気で「0カウント」を確認することは、測定の信頼性を確保するうえで欠かせません。校正ではゼロカウント性能も確認します。

定期的な校正で測定の信頼性を維持  
校正を怠ると、測定値のズレにより品質トラブルや規格外の原因となる可能性があります。定期的な校正で、安心・安全な環境を維持しましょう。

**パーティクルカウンター**

品番 **9-5601-21**

**MET ONE**  
(メットワン)  
パーティクルカウンター

**BECKMAN COULTER**  
Life Sciences

リードタイム **7日**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 350,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | お問い合わせください     |

品番 **2-1553-11**

**ハンドヘルド  
パーティクル  
カウンター**

**KANOMAX**  
The Ultimate Measurements

リードタイム **3日**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 338,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | お問い合わせください     |

品番 **4-3762-01-20**

**パーティクルモニター**

**AS ONE**

リードタイム **15日**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 141,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 31,000 (税抜)  |

**なぜ騒音計は94dBで校正するの？**

94dBは、騒音計の性能を確認するための基準レベルとして、国際規格 (IEC61672など) で定められています。多くの環境で測定される騒音のレベル帯に含まれるため、信頼性の高い校正が可能になります。

**POINT 114dB** での校正も一部商品では実施しています。  
※対応可否は機種により異なります。

**94dBが基準とされる理由**

- 国際規格で定められた基準レベル
- 日常的な騒音レベルの中間付近に相当
- 安定した測定精度を確認しやすいレベル

基準音 **94dB**  
(一部商品：114dB)

測定の信頼性を確保！

品番 **4-4055-01-20**

**パーティクルモニター**  
(粗粒子タイプ)

**AS ONE**

リードタイム **15日**

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 153,000 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 31,000 (税抜)  |

品番 **3-6677-01-20**

**騒音計**

リードタイム **7日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 23,700 (税抜) |
| 預かり校正費用   | ¥ 16,000 (税抜) |

品番 **64-3729-04**

**デジタル騒音計**

リードタイム **25日**

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 校正費用 | ¥ 23,680 (税抜) |
| 預かり校正費用   | お問い合わせください    |

納期に関する日数(目安)は機器の「着荷から出荷」までの日数となります。

ご注文の台数や校正依頼試験点によっては通常の納期では対応できないことがあります。事前にご相談ください。


対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先  
**校正業務グループ**  
0120-907-262  
kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

品番 **2-051-01-20**

データロガー騒音計  
**CUSTOM**



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 62,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 16,000 (税抜) |

### 風速計

品番 **69-1882-08**

425熱線式風速計



リードタイム  
**3日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 108,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください     |

品番 **1-6515-11-25**

アネモマスター  
風速計



リードタイム  
**14日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 91,600 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 51,200 (税抜) |

### 照度計

品番 **6-6131-12-20**

デジタル照度計  
**CUSTOM**



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 42,200 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 18,000 (税抜) |

品番 **2-3365-01-20**

エクスポケット  
照度計



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 40,900 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 18,000 (税抜) |

品番 **2-7381-01-20**

照度計  
セパレート式  
センサー付き



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 30,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 18,000 (税抜) |

### pH計

品番 **1-062-01-20**

pH計 (ペンタイプ)  
**AS ONE**



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 33,800 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 **1-054-01-20**

pH計 (ラクトップ)  
**AS ONE**



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 112,100 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜)  |

品番 **1-2815-01-20**

防水ポータブル  
PHメーター  
**AS ONE**



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 66,400 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 **1-9207-41-20**

ツインpHメーターⅡ  
LAQUAtwin (防水型)



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 46,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 **4-6382-01-20**

卓上型pH水質分析計  
プラスチック電極セット



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 119,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください     |

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

pH計 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

品番 2-1572-22-20

卓上型pHメーター



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 170,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください     |

品番 1-5329-21-20

ポータブル  
pHメーター



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 32,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 2-6358-21-20

ポータブルpH計本体+  
KCI無補給型電極  
(0.75mケーブル)

YOKOGAWA



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 112,500 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜)  |

品番 1-8510-21-20

ポータブル  
pHメーター  
(Seven2Go)



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 154,600 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 20,000 (税抜)  |

### 分光光度計

品番 1-1814-21-20

分光光度計

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 163,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 4-523-11-20

紫外可視分光光度計

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 316,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 1-2942-01-20

紫外可視分光光度計  
(シングルビーム)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 680,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 4-2874-01-20

可視分光光度計  
(波長スキャンタイプ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 338,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 68-0580-87-20

分光光度計  
Easy UV



お問い合わせ  
ください

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 802,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 63-1267-54-20

スマート分光光度計



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 248,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 63-8455-41-20

ダブルビーム  
紫外可視分光  
光度計



リードタイム  
16日

|         |                  |
|---------|------------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 1,260,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 35,000 (税抜)    |

総合検索サイト

AXEL

AXEL



研究用の科学機器・消耗品だけじゃない！  
工場MROから病院・介護、オフィス用品まで。  
事業に必要なあらゆる商品をフルラインナップ。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

納期に関する日数(目安)は

機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。

ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。

対象機器の「預かり校正」

「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

## 校正証明書付き商品は

下記3点セットが付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

最短  
3営業日  
以内に出荷！

### 分銅

品番 1-2359-08

標準分銅  
E-2級

計測上衛製佐所



リードタイム  
20日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 51,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 1-2360-08

標準分銅  
F-2級

計測上衛製佐所



リードタイム  
10日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 28,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 1-3774-08

標準分銅  
F-1級

計測上衛製佐所



リードタイム  
15日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 34,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 2-441-02-20

枕型分銅



リードタイム  
5日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 34,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 2-494-04-20

円筒分銅



リードタイム  
5日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 55,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 61-3512-08

標準分銅  
M1級

計測上衛製佐所



リードタイム  
12日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 251,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください    |

品番 61-3513-91

M2級 20kg  
(アルミケース入り)

計測上衛製佐所



リードタイム  
5日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 166,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください    |

品番 69-7166-85

ケース付き基準分銅型  
円筒型校正用分銅  
F1級

AND  
Discover Precision




リードタイム  
14日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 207,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください    |

品番 41-0005-01

【預かり校正(再校正)】  
分銅JCSS預かり校正  
(メーカー問わず対応可)

計測上衛製佐所



リードタイム  
10日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | -            |
| 預かり校正費用 | ¥ 42,000(税抜) |

### はかり

品番 68-1907-18

F1級枕型分銅



リードタイム  
14日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 57,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 1-4465-01-20

コンパクト電子天びん  
EK-iシリーズ

AND  
Discover Precision



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 56,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000(税抜) |

品番 1-5426-11-20

電子天秤  
(IB-Hシリーズ)

SHIMADZU  
x  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 73,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000(税抜) |

AXELは  
品揃え点数

1400万点以上!!

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

分銅 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

## 検定付き秤とは？

秤(天秤)を購入しようとした時、「検定付き」や「検定品」という商品を見たことがあるかと思います。記載がない商品と何が違うのでしょうか。

端的に説明すると、  
計量結果を取引や契約、証明に用いる場合に検定付き秤が必要になります。

また、検定付き秤は2年に1回の定期検査が法律で定められています。  
このように検定付き秤は規格が他製品より厳しいのです。

法律で定められた2つの証明マーク

検定付き秤は検定証印、  
または基準適合証印が付与されます。



検査証印



基準適合証印

品番 1-5759-11-20

防塵・防水  
デジタル台はかり  
HV-Cシリーズ



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥96,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-4050-67

高精度スケール  
HT-120



リードタイム  
30日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥40,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 6-8128-11-20

コンパクトスケール  
HL-iシリーズ



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥25,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

品番 64-0694-36-20

校正用分銅内蔵型  
天びん  
GX-Aシリーズ



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥165,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜)  |

品番 7-6934-01-20

アズプロミニスケール



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥27,100(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

品番 4-2574-01-20

ベーシック天びん  
60g Entris® II BCE  
エッセンシャル  
シリーズ



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥269,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥254,000(税抜) |

品番 68-5348-36-20

上皿天秤



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥256,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜)  |

品番 2-8133-11-20

電子天びん  
(アミディア)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥111,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜)  |

品番 1-2107-13-20

分析天秤 AT-R  
(校正分銅内蔵)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥207,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜)  |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ


0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

品番 **4-6754-03-20**

アズプロ  
コンパクト電子天秤

AS ONE produced by OHAUS



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 50,200 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000 (税抜) |

品番 **2-8036-25-20**

アズプロ電子天秤  
(内部分銅)

AS ONE produced by OHAUS



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 118,800 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000 (税抜)  |

品番 **62-1362-63-20**

個数計(カウンティングスケール)  
レンジャー1000シリーズ



リードタイム  
**16日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 104,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 15,000 (税抜)  |

### ディスペンサー

品番 **1-6232-11-20**

ボトルトップ  
ディスペンサー  
(ジーニアス2)



リードタイム  
**12日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 79,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **3-7043-01-20**

デジタルビュレット  
0.01~99.99mL



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 173,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜)  |

品番 **2-5715-01-20**

EMソーラー  
デジタルビュレット  
solarus



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 236,100 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜)  |

品番 **2-9673-11-20**

ボトルディスペンサー  
SCITUS



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 36,600 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **3-6060-01-20**

ボトルトップ  
ビュレット  
Titrette



リードタイム  
**7日**

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 316,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜)  |

品番 **3-7031-01-29**

ボトルトップ  
ディスペンサー  
電動タイプ



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 92,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

### ピペットマン

品番 **1-5326-01-20**

キャリブレックス  
ディスペンサー



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 75,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **2-4632-21-24**

マイクロピペット  
リサーチプラスV  
容量可変タイプ  
eppendorf



リードタイム  
**14日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 73,400 (税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください    |

品番 **65-8996-33**

ピペットマン P2



リードタイム  
**15日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 49,200 (税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください    |

AXELは  
品揃え点数

**1400万点**以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

ディスペンサー 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

品番 64-8894-76

Nichipet EX Plus II



リードタイム  
10日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥63,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 1-1903-21-20

ビオラモピペット



リードタイム  
15日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥34,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 62-3780-96-24

Mline  
手動ピペット



リードタイム  
15日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥56,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 60-0414-94

電動マイクロピペット



リードタイム  
20日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥58,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

メスシリンダー

品番 1-8561-01-20

メスシリンダー



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,250(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 1-8562-01-20

メスシリンダー  
高精度



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,580(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 1-1959-01-20

メスシリンダー  
カスタムA



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥12,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 61-9725-11-20

メスシリンダー  
(ニューエクセレント)



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 61-9725-02-20

メスシリンダー  
(ニュースタンダード)



リードタイム  
12日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,680(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 62-4865-16-20

PYREX® JIS  
メスシリンダー



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,530(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

メスピペット

品番 1-8570-01-20

ホールピペット



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,270(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 3-3634-15-20

ホールピペット  
(全量ピペット)  
ニュースタンダード



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥11,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図

校正証明書

成績書

トレーサビリティ  
体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

品番 **1-8651-03-20**

ホールピペット  
カスタムA



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 10,970 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **1-8569-01-20**

先端メスピペット



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 11,550 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **4-850-01-20**

PYREX® JIS  
ホールピペット



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 10,960 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

### メスフラスコ

品番 **1-5962-01-20**

PMPメスフラスコ  
(PP栓付き)



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 12,460 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **1-8565-21-20**

高精度メスフラスコ  
茶



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 14,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **61-9726-01-20**

メスフラスコ  
(茶 ニューエクセレント)



お問い合わせ  
ください

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 14,470 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **1-8565-01-20**

高精度メスフラスコ  
白



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 12,680 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **61-9725-91-20**

メスフラスコ  
(ニューエクセレント)



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 12,930 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **1-1322-01-20**

栓付きPP  
メスフラスコ



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 11,790 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **1-2174-01-20**

スクリュ  
キャップ付き  
PPメスフラスコ



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 11,740 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **6-240-21-20**

メスフラスコ  
(全量フラスコ・  
スーパーグレード)



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 12,900 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

品番 **3-495-01-20**

メスフラスコ  
(JIS規格)



リードタイム  
**7日**

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 12,340 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 10,000 (税抜) |

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

メスフラスコ 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねるケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

# アズワンの 特急校正サービス


最短  
**3営業日**  
対応！

お困りごとを、スピーディーに解決します。



- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない
- ✓ 他社で納期が間に合わないと言われた

※一部対象商品に限ります。  
※3営業日は商品が着荷してから  
出荷するまでの日数です。



## 特急校正サービスの特長

### 通常よりも 短納期で対応



お急ぎ案件を  
優先受付。  
可能な限り最短で  
校正を実施します。

### 幅広い測定機器に対応



温湿度計



温度計



騒音計



照度計



体積計



タイマー・  
ストップウォッチ



回転計



圧力計

その他も多数対応できます

### 安心の トレーサビリティ



各種校正証明書・  
成績書の発行に対応。  
品質管理・監査対応にも  
ご活用いただけます。

### ご利用の流れ



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記3点セットが付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない



最短  
3営業日  
以内に出荷！

## 地下・タンク内作業の危険性

地下やタンク内は、酸素が不足しやすく、  
知らないうちに危険な環境になることがあります。  
酸素濃度を確認せずに作業を行うと、  
酸欠による重大な事故につながります。



酸素不足は  
命に関わる危険！



18%が  
安全限界値

＜酸素濃度の目安＞




18%未満



18~23.5%



23.5%以上



**POINT** ！ 酸素濃度計で測定し、作業前の確認と定期的な点検・校正を行いましょう。

### ガス検知器

品番 61-9419-26

ガス検知管  
二酸化炭素



リードタイム  
14日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 10,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | —             |

品番 61-9409-16

ガス検知管  
アンモニア



リードタイム  
14日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 10,700 (税抜) |
| 預かり校正費用 | —             |

品番 61-9415-87

ガス検知管  
硫化水素



リードタイム  
14日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 11,500 (税抜) |
| 預かり校正費用 | —             |

品番 61-9408-48

気体採取器  
セット



リードタイム  
17日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 35,000 (税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥ 24,280 (税抜) |

品番 61-9738-26

ガス検知管  
126SF  
二酸化炭素



リードタイム  
21日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 22,600 (税抜) |
| 預かり校正費用 | —             |

品番 61-9736-24

ガス検知管  
105SD  
アンモニア



リードタイム  
14日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+校正費用 | ¥ 22,600 (税抜) |
| 預かり校正費用 | —             |

AXELは  
品揃え点数

1400万点以上！！

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に！

お探しのものはAXELで見つかる！！

ガス検知管 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

品番 61-9736-48

ガス検知管 106SC  
一酸化炭素



リードタイム  
21日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥22,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | -           |

品番 61-9740-46

ガス採取器(北川式)  
青色



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥42,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | -           |

### 酸素濃度計

品番 68-1887-39-20

酸素濃度計  
(高精度センサー内蔵型)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥114,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜)  |

品番 63-7822-50-20

個人装着型酸素濃度計  
乾電池仕様



リードタイム  
12日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥58,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-1561-01-20

高濃度酸素濃度計  
(オキシメディ)  
センサー内蔵型



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥57,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 4-7776-01-20

小型酸素モニター  
(補助電源付き)



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥123,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜)  |

品番 2-7925-11-20

窒素濃度計  
(センサー内蔵型)



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥70,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-9499-11-20

低濃度酸素濃度計



リードタイム  
17日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥198,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 1-1545-01-20

酸素モニター  
(速応型・センサー内蔵型)



リードタイム  
10日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥113,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

### タイマー・ストップウォッチ

品番 63-7822-49-20

個人装着型酸素濃度計  
(乾電池仕様)



リードタイム  
13日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥58,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 8-5960-01-20

ストップウォッチ



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥9,000(税抜)  |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 1-6239-11-20

ストップウォッチ



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥18,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

## その「1分」が品質を左右する！

製造や試験では、「加熱時間」「反応時間」「測定時間」など、時間の正確さが品質に大きく影響します。例えば、本来10分加熱する工程が9分45秒だった場合、加熱不足となり品質に影響する可能性があります。

**POINT** 温度や圧力だけでなく、「時間」も品質を支える重要な測定値です。タイマー・ストップウォッチの定期的な点検・校正をおすすめします。



同じ作業でも、時間のズレで結果が変わります

正常なタイマー  
**10:00**

○  
適正時間で完了  
品質を維持

ズレたタイマー  
**09:45**

△  
加熱不足のリスク  
品質に影響

品番 **2-9869-01-20**

デジタル  
ストップウォッチ  
(ソーラー充電型)



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥16,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **8-508-11-20**

タイムキーパー



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥18,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **2-9930-01-20**

ストップウォッチ  
ブラック



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥10,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **6-5612-21-20**

防滴  
ストップウォッチ  
(IPX4準拠)



リードタイム  
**7日**

**CUSTOM**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥9,400(税抜)  |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **8-9267-11-20**

大型表示タイマー  
デカタイマー®



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥8,900(税抜)  |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **4-1199-01-20**

トリプルタイマー  
**AS ONE**



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥9,800(税抜)  |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

### オシロスコープ

品番 **61-4672-77-20**

3チャンネルタイマー  
(100時間計)



リードタイム  
**7日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥9,800(税抜)  |
| 預かり校正費用 | ¥10,000(税抜) |

品番 **4-1095-03-20**

デジタルストレージ  
オシロスコープ  
**GW INSTEK**



リードタイム  
**20日**

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥262,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

### マルチメータ

品番 **62-0854-46**

デジタル  
マルチメーター  
(ポケットタイプ)



リードタイム  
**14日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥12,400(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

**AXEL** は  
品揃え点数  
**1400万点**以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

タイマー 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねるケースもございます

代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

品番 2-6961-11-24

デジタル  
マルチメータ  
CUSTOM



リードタイム  
15日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥24,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 4-2677-01-24

デジタル  
マルチメータ 3  
5/6桁  
AS ONE



リードタイム  
15日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥44,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 61-4375-01-24

デジタル  
マルチメータ  
HIOKI



リードタイム  
18日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥49,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

クランプメータ

品番 62-0854-41

クランプメータ  
DC/AC両用



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥31,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 62-0854-67

クランプメータ  
DC/AC両用+  
真の実効値



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥51,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

ガウスメータ

品番 78-1122-21-24

テスラ/  
ガウスメータ  
(SDカード付)



リードタイム  
15日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥121,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

回転計

品番 1-1024-02-20

ハンドタコメータ  
(非接触式)



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥43,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

品番 1-6393-01-20

非接触回転計  
CUSTOM



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥46,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

品番 1-2553-02-20

ハンドタコメータ



リードタイム  
14日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥57,400(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

品番 2-3366-01-20

エクスポケット回転計  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥28,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥15,000(税抜) |

流量計

品番 65-8767-56

小型マスフロー  
メータ  
HORIBA



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥67,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 60-6621-12

フローメータ



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥33,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ


0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

## 校正証明書に有効期限はない？

「そろそろ校正証明書の有効期限が切れるから校正に出そう」そう考えていませんか？  
実は、校正証明書に法的な有効期限は定められていません。「校正後1年間有効」といったルールもなく、校正周期は計測器の使用者が管理方針に基づいて決定します。


ただし、校正は実施時点での精度を確認するものであり、将来の性能を保証するものではありません。正確な測定を継続するためには、定期的な校正が欠かせません。使用頻度の高い計測器や経年劣化の影響を受けやすい計測器は、半年～1年ごとの校正が一般的な目安です。

また、ISOや社内規定により校正周期が定められている場合もあります。

使用頻度の高い計測器は

**半年～1年** ごとの

校正が一般的な目安です。



### ノギス

品番 **1-7188-21-20**

デジタルノギス



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥13,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜)  |

品番 **4-484-01-20**

デジタルノギス

**AS ONE**



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥10,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜)  |

品番 **61-6164-86-20**

デジタルノギス  
(ソーラーパネル)



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥15,160(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜)  |

品番 **62-8872-60-20**

デジタルノギス



リードタイム  
**14日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥10,610(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜)  |

品番 **63-5331-55-20**

E-Value デジタルノギス  
カーボンF ミニ



リードタイム  
**12日**



|         |            |
|---------|------------|
| 本体+校正費用 | ¥5,970(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜) |

品番 **8-171-11-20**

デジマチックキャリパ



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥22,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜)  |

### マイクロメーター

品番 **60-1367-91**

デジタルダンチノギス  
3点支持タイプ



リードタイム  
**14日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥68,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **4-577-01-20**

標準外側  
マイクロメーター

**AS ONE**



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥10,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥5,000(税抜)  |

品番 **8-162-21-20**

デジマチック  
マイクロメータ



リードタイム  
**7日**



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥28,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥5,000(税抜)  |

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

ノギス 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

### 校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

### 代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

品番 64-3750-28

鋼製ゲージブロック



お問い合わせ  
ください



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥19,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### 直尺・曲尺

品番 61-6161-96-20

直尺(シルバー・JIS)



リードタイム  
7日



|         |            |
|---------|------------|
| 本体+校正費用 | ¥4,490(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥4,000(税抜) |

品番 64-3181-75

三角スケール



リードタイム  
20日




|         |            |
|---------|------------|
| 本体+校正費用 | ¥7,580(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください |

品番 64-3181-79

シルバー曲尺同目同厚



リードタイム  
20日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥12,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### シリンダゲージ

品番 68-0757-47

シリンダゲージ



リードタイム  
14日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥36,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-3759-76

シリンダゲージ



お問い合わせ  
ください



|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥159,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 54-2151-09

シリンダゲージ



リードタイム  
21日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥28,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### ダイヤルゲージ

品番 68-0758-17

ダイヤルゲージ



リードタイム  
14日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥14,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 65-0834-02

小形  
ダイヤルゲージ



お問い合わせ  
ください



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥17,940(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 54-2149-88

てこ式ダイヤルゲージ



リードタイム  
14日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥35,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-2949-39

標準形  
ダイヤルゲージ



リードタイム  
20日



|         |            |
|---------|------------|
| 本体+校正費用 | ¥9,480(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください |

### デプスゲージ

品番 4-574-01-20

デジタルデプスゲージ  
AS ONE



リードタイム  
14日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥22,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ


0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

品番 68-0757-68

デジタル  
デプスゲージ



リードタイム  
**14日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥64,400(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-3770-38

デジマチックデプスゲージ



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥54,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### リングゲージ

品番 64-3176-11

セラミック  
リングゲージ



リードタイム  
**20日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥31,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-3767-97

鋼製リングゲージ



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥20,100(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### ホールテスト

品番 64-3734-10

ホールテスト



リードタイム  
**14日**

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥136,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

### 超音波厚さ計

品番 2-2593-22-20

超音波厚さ計



リードタイム  
**23日**

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥212,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥25,000(税抜)  |

### 膜厚計

品番 64-8893-10-20

膜厚計  
**CUSTOM**



リードタイム  
**13日**

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥34,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 64-8874-01-20

デュアルタイプ  
膜厚計  
エスカル



リードタイム  
**30日**

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥164,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 62-2052-42-20

一体型両用膜厚計  
高機能型



リードタイム  
**14日**

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥142,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥25,000(税抜)  |

### ふるい

品番 5-5389-01-24

標準試験用ふるい  
(ID製)



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥56,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 4-5922-01-20

ステンレス製  
試験ふるい



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥26,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 65-9391-29

ステンレスふるい



お問い合わせ  
ください

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥24,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上!!

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に!

お探しのものは **AXEL** で見つかる!!

膜厚計 校正 AXEL






## 校正証明書付き商品は

下記 **3点セット** が付属します！

- ① 校正証明書
- ② 試験成績書
- ③ トレーサビリティ体系図



## 特急校正サービス

最短  
**3営業日**  
以内に出荷！

お困りごとをスピーディーに解決します！

- ✓ 監査まで時間がない
- ✓ 校正期限が切れてしまった
- ✓ 急ぎで証明書が必要
- ✓ 設備を止められない

品番 **65-5695-40**

SUS試験用ふるい



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥32,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### トルクドライバ

品番 **65-0254-27**

トルクドライバ



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥27,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **65-0253-92**

トルクドライバ



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥31,300(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### トルクレンチ

品番 **65-0253-40**

ヘッド交換式  
トルクレンチ



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥28,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **65-0254-25**

トルクレンチ  
(1/4)



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥32,200(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **65-0253-75**

ダイヤル型  
トルクレンチ(置針)



リードタイム  
4日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥39,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

### トルク計

品番 **67-5263-11**

開栓トルク計



リードタイム  
14日



|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥282,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

### フォースゲージ

品番 **2-1430-21-24**

デジタル  
フォースゲージ  
(普及型)



リードタイム  
25日



|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥87,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 **64-0698-88**

フォースゲージ



リードタイム  
18日



|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥289,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

## 品質不良の原因、 実は“圧力低下”かもしれません

圧力の低下は、製品の品質や工程の安定性に大きく影響します。知らないうちに圧力が下がっていることで、品質不良やトラブルにつながることもあります。



圧力が低下すると、こんなリスクが…

|                                       |                                         |                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |                                         |                                       |
| <b>品質不良</b><br>充填不足や圧着不良など、製品トラブルの原因に | <b>工程の不安定</b><br>圧力のばらつきが発生し、安定した生産が困難に | <b>設備トラブル</b><br>思わぬ停止やエラーにより、生産効率が低下 |

！ 定期的な点検・校正で、正確な圧力管理を！

**AXEL** は  
品揃え点数

**1400万点** 以上！！

カタログ掲載数以上の商品が **AXEL** に！

お探しのものは **AXEL** で見つかる！！

トルクレンチ 校正 AXEL



お客様の要望に柔軟に対応できます！

校正点を指定して校正

任意の校正点を指定し、校正できます  
※校正点によっては対応いたしかねる  
ケースもございます

代替機器の提案

校正が難しい機器や製造終了品は、  
機器の買い替え提案も対応可能です

ISO・GMP・HACCP

さまざまな規格に対応

JCSS校正



各種規格の  
JCSS校正について  
お問い合わせください！

圧力計

品番 1-1059-21-20

ハンディ・  
マノメータ



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥96,700(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 65-4283-09-20

普通形圧力計  
(Φ100)



リードタイム  
5日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥17,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 64-9674-96-20

デジタル  
マノメーター



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥122,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜)  |

品番 69-6042-10

一般圧力計



リードタイム  
4日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥13,600(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 2-3359-01-20

エキスポケット  
差圧計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥37,900(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 69-9042-15

SMPマイクロ  
SW付  
圧力計



リードタイム  
22日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥115,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

気圧計

品番 3-8311-21-20

コンパクト  
真空/気圧計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥77,800(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 62-0850-55

バロメックス気圧計



リードタイム  
21日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥66,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください  |

品番 7-9682-01

デジタル気圧計



リードタイム  
10日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥208,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | お問い合わせください   |

品番 61-6863-96-20

予報管  
(プリスター)



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥23,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

品番 1-6415-12-20

アネロイド気圧計



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+校正費用 | ¥54,500(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜) |

真空計

品番 1-5118-01-20

真空計



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+校正費用 | ¥207,000(税抜) |
| 預かり校正費用 | ¥17,000(税抜)  |



納期に関する日数(目安)は  
機器の「着荷から出荷」  
までの日数となります。



ご注文の台数や校正依頼試験点によっては  
通常の納期では対応できない  
ことがあります。事前にご相談ください。



対象機器の「預かり校正」  
「英文・中文校正書類対応」  
など気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 点検検査書発行サービス

アズワンにて制御・電動機関係の点検を実施し、「点検検査書」の発行をセットにしたオリジナルサービスを展開しています！

点検検査書



全国  
対応

出張点検



機器の“一括”出張点検も  
ご相談ください！

お預かり点検



機器を送るだけ！便利な  
「お預かり点検」にも対応！

迅速・丁寧

お客様の現場へお伺いし、確かな品質と信頼をお届けします！

# 点検検査書付き商品

点検検査書付き商品とは、  
アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷前に機器の点検を実施し、  
点検検査書を発行するサービスです。

機器の状態を確認したうえでお届けするため、導入後も安心してご使用いただけます。

また、一部の商品ではIQ/OQ/PQやバリデーションにも対応しております。ご使用中の機器を対象とした出張点検や

預かり点検も実施しておりますので、設備の維持管理や品質保証に関するお悩みもお気軽にご相談ください。

料金について「本体+点検費用」は新品本体を点検した際の価格です。「預かり点検費用」はお客様から機器をお預かりして点検した際の価格です。

### 定温乾燥器

品番 1-2125-21-22

定温乾燥器

(タイマー仕様・強制対流方式)  
窓無しタイプ 左扉

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥170,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-8998-23-22

定温乾燥器

(強制対流方式)  
ステンレスタイプ・  
窓付き 左扉

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥361,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-2126-23-22

ETTAS 定温乾燥器

(タイマー仕様・強制対流方式)  
窓付きタイプ 左扉

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥247,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-2125-23-22

ETTAS 定温乾燥器

(タイマー仕様・強制対流方式)  
窓無しタイプ 左扉

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥239,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 63-1396-52-22

送風定温乾燥器  
ウィンディオーブン

EYELA 東京理化器械株式会社



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥261,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 4-6372-01-22

送風定温乾燥器

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥234,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-1900-11-26

定温乾燥器

(自然対流方式)

ヤマト科学株式会社



リードタイム  
3日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥253,370(税抜) |
| 預かり点検費用 | お問い合わせください   |

品番 1-7477-52-22

定温乾燥器

(タイマー仕様・自然対流式)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥154,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-7478-41-22

定温乾燥器

(プログラム機能仕様・自然対流式)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥144,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |



ご注文方法について

新規・預かり校正(点検)共通

品番が存在するもの

Web、メール等から、  
品番でご注文いただけます。



品番が存在しないもの

都度、お問い合わせください。





# IQOQサービス

確かなバリデーションで  
品質・安全・信頼性をサポート！

据付時適格性評価  
(IQ)

設置が仕様通りで  
あることを確認

運転時適格性評価  
(OQ)

機器が適切に  
運転できることを確認

\*\*\* 性能適格性評価  
(PQ)

実運用条件下で  
性能を確認

## 倉庫マッピング

温度分布の  
可視化

湿度管理の  
最適化

データに基づく  
環境改善

見えない環境を“見える化”して、  
より安全・効率的な倉庫運用を実現！

高精度なデータで、品質管理・リスク低減・  
業務効率化をサポートします！



点検検査書付き商品

品番 63-1396-51-26

定温恒温乾燥器  
ナチュラルオープン

EYELA 東京理化器械株式会社



お問い合わせ  
ください

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 233,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | お問い合わせください     |

品番 1-9000-34-22

定温乾燥器  
(強制対流方式)  
スチールタイプ・  
窓付き 右扉

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 224,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 1-9381-51-22

定温乾燥器  
(タイマー仕様・自然対流式)

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 178,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

真空乾燥器

品番 1-2186-11-22

ETTAS  
真空乾燥器  
(Vシリーズ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 305,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 1-7547-51-22

ETTAS  
真空乾燥器  
(SBシリーズ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 318,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 1-6000-01-22

真空乾燥器  
(遠赤型)

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 598,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 35,000 (税抜)  |

インキュベーター

品番 2-7837-11-22

簡易型真空乾燥器

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 172,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 65-8654-33-22

送風定温恒温器  
(送風式オープン)

科学技術の進歩・発展のために  
ヤマト科学株式会社



お問い合わせ  
ください

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 254,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 61-9659-80-26

精密恒温器

科学技術の進歩・発展のために  
ヤマト科学株式会社



リードタイム  
3日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 957,390 (税抜) |
| 預かり点検費用   | お問い合わせください     |

品番 3-4716-01-26

エコインキュベータ

科学技術の進歩・発展のために  
ヤマト科学株式会社



リードタイム  
10日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 872,390 (税抜) |
| 預かり点検費用   | お問い合わせください     |

品番 63-1267-33-22

パーソナル  
インキュベーター



リードタイム  
7日

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 97,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜) |

品番 1-7473-41-22

インキュベーター  
(タイマー・エアジャケット自然対流式)

AS ONE



リードタイム  
7日

|           |                |
|-----------|----------------|
| 本体 + 点検費用 | ¥ 135,000 (税抜) |
| 預かり点検費用   | ¥ 25,000 (税抜)  |

定温・恒温機器

洗浄機器

冷却・加熱機器

攪拌機

遠心器

滅菌器



納期に関する日数(目安)は機器の  
「着荷から出荷」までの日数となります。



ご注文の台数によっては  
通常の納期では対応できないことがあります。  
事前にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 点検検査書発行サービス

アズワンにて制御・電動機関係の点検を実施し、「点検検査書」の発行をセットにしたオリジナルサービスを展開しています！

点検検査書



全国  
対応

出張点検



機器の“一括”出張点検も  
ご相談ください！

お預かり点検



機器を送るだけ！便利な  
「お預かり点検」にも対応！

迅速・丁寧

お客様の現場へお伺いし、確かな品質と信頼をお届けします！

## IQOQについて

ご使用中の乾燥器や恒温水槽など、理化学機器の適格性評価を行いIQOQ報告書としてご提出します。サードパーティによる定期的な文書化は監査性を高めます。

〈実際の流れ〉



### IQ Installation Qualification (据付時適格性確認)

機器、測定器、製造設備などの設備が、正しく据付られ、仕様書どおりに作動することを確認し、記録すること

### OQ Operational Qualification (運転時適格性確認)

機器、測定器、製造設備などの設備が、仕様書通りに期待されている能力を発揮するかどうかを確認し、記録すること

### PQ Performance Qualification (性能適格性評価)

設備およびそれに付随する補助装置およびシステムが、承認された製造方法および規格に基づき、効果的かつ再現性よく機能できることを確認し文書化すること

品番 1-423-02-22

クールインキュベーター

AS ONE  
GALILEI



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥361,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

品番 1-6767-01-22

クールインキュベーター



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥199,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 63-1396-50-22

低温恒温器

EYELA 東京理化学機械株式会社



リードタイム  
14日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥173,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 2-926-21-22

クールインキュベーター

i-CUBE(HOT&COOL)

測定孔無し

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥108,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 4-525-01-22

シェイキング  
インキュベーター

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥258,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 3-8658-01-22

ミニインキュベーター

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥127,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-6112-01-22

コンパクトクール  
インキュベーター

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥115,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 61-4427-92-22

コンパクト  
インキュベーター

SIBATA



リードタイム  
12日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥144,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-6035-11-22

パーソナル  
インキュベーター

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥121,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

AXELは  
品揃え点数

1400万点以上!!

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

インキュベーター 点検 AXEL



# IQOQサービス

確かなバリデーションで  
品質・安全・信頼性をサポート！

## 据付時適格性評価 (IQ)

設置が仕様通りであることを確認

## 運転時適格性評価 (OQ)

機器が適切に運転できることを確認

## \*\*\* 性能適格性評価 (PQ)

実運用条件下で性能を確認

# 倉庫マッピング

温度分布の可視化

湿度管理の最適化

データに基づく環境改善

見えない環境を“見える化”して、より安全・効率的な倉庫運用を実現！

高精度なデータで、品質管理・リスク低減・業務効率化をサポートします！



品番 61-9660-42-26

恒温器

科学技術の進歩・発展のために  
ヤマト科学株式会社



リードタイム  
3日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥118,340(税抜) |
| 預かり点検費用 | お問い合わせください   |

品番 63-1394-01-22

恒温器

EYELA 東京理化学株式会社



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥116,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

CO<sub>2</sub>インキュベーター

品番 3-6815-01-22

CO<sub>2</sub>インキュベーター

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥520,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

品番 4-1128-01-26

CO<sub>2</sub>インキュベーター

科学技術の進歩・発展のために  
ヤマト科学株式会社



リードタイム  
3日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥1,264,390(税抜) |
| 預かり点検費用 | お問い合わせください     |

高低温循環装置

品番 1-5469-41-22

冷却水循環装置

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥228,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-6591-11-22

温水循環装置



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥318,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-8968-03-22

恒温水循環装置

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥355,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

品番 2-7824-01-22

低温恒温水槽  
(ベルチェ式)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥227,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 2-1999-11-22

高低温  
サーキュレーター



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥875,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

## アズワンの 一括点検

＼ いろいろな機器をまとめて点検したい... /



「インキュベーターや遠心機の点検をまとめて依頼したい」  
そう思うことはありませんか？アズワンでは現地での一括点検を承っております。  
様々なメーカー製品を取り扱っているアズワンだからこそ展開できるサービスです。

！ 点検のご依頼でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

アズワンの一括点検で解決！

ご使用中の機器類を  
まとめて  
点検！



お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

納期に関する日数(目安)は機器の

「着荷から出荷」までの日数となります。

ご注文の台数によっては

通常の納期では対応できないことがあります。

事前にご相談ください。

## 点検検査書発行サービス

アズワンにて制御・電動機関係の点検を実施し、「点検検査書」の発行をセットにしたオリジナルサービスを展開しています！

点検検査書

合格

全国  
対応

出張点検



機器の“一括”出張点検も  
ご相談ください！



機器を送るだけ！便利な  
「お預かり点検」にも対応！

迅速・丁寧

お客様の現場へお伺いし、確かな品質と信頼をお届けします！

### オイルバススターラー

品番 1-2952-01-22

ECオイルバススターラー

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥100,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 2-7939-21-22

オイルバススターラー

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥101,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 2-7939-22-22

オイルバススターラー

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥134,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

### ウォーターバス

品番 1-2944-11-22

ECウォーターバス

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥60,500(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 2-1984-01-22

ウォーターバス

科学技術の進歩・発展のために  
ママト科学株式会社



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥113,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 65-0570-55-22

恒温水槽  
ウォーターバス

EYELA 東京理化工業株式会社



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥138,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-4594-44-22

サーマックス  
プロペラ攪拌式

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥129,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-5832-42-22

サーマルロボ

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥113,400(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 54-7133-68-22

恒温水槽



リードタイム  
14日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥122,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

### 超音波洗浄器

品番 63-1237-95-22

恒温器

ADVANTEC



リードタイム  
12日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥95,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜) |

品番 1-1605-01-22

大型超音波洗浄器

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥354,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

品番 1-2160-01-22

超音波洗浄器  
(ASUシリーズ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥95,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜) |

AXELは  
品揃え点数

1400万点以上!!

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

ウォーターバス 点検 AXEL





品番 1-2162-01-22

超音波洗浄器  
(ステンレス製・ASU-Mシリーズ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 110,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 3-6746-01-22

超音波洗浄器  
(単周波)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 57,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 67-3154-92-22

超音波洗浄器  
卓上型Rシリーズ



リードタイム  
14日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 142,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 4-017-21-22

超音波洗浄機  
(スタンダードモデル)



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 214,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 62-9987-05-22

卓上型超音波洗浄機  
小型モデル  
可変タイマー/  
加温機能付き  
タイプ



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 80,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜) |

品番 67-2184-86-22

超音波洗浄器  
(ヤマトブランド)



リードタイム  
16日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 226,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

## 校正と点検って何が違う？

校正と点検、どちらも同じじゃないの?と思われるがちですが、  
内容は実は異なります。

|      | ☑ 校正                                                                                | 🔍 点検                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象品  | 計測器                                                                                 | 装置                                                                                   |
| 実例   | 温度計・照度計・pH計など                                                                       | インキュベーター・乾燥機・恒温槽など                                                                   |
| 発行書類 | 校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図<br>(弊社校正の場合)                                                | 点検検査書・点検に使用した計測器の校正書類3点<br>(弊社点検の場合)                                                 |
| 実施内容 | 基準器と比較校正、測定値との差を記録                                                                  | 動作確認、仕様にあった能力を発揮<br>できているかの確認                                                        |
|      |  |  |

❗ 簡単には計測器か、装置かで判別することができます。点検は出張点検も実施しておりますのでご相談ください。



納期に関する日数(目安)は機器の  
「着荷から出荷」までの日数となります。



ご注文の台数によっては  
通常納期では対応できないことがあります。  
事前にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

☎ 0120-907-262

✉ kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 点検検査書発行サービス

アズワンにて制御・電動機関係の点検を実施し、「点検検査書」の発行をセットにしたオリジナルサービスを展開しています！

点検検査書

合格

全国対応

出張点検



機器の“一括”出張点検もご相談ください！

お預かり点検



機器を送るだけ！便利な「お預かり点検」にも対応！

迅速・丁寧

お客様の現場へお伺いし、確かな品質と信頼をお届けします！

### ホットプレート

品番 1-4601-31-22

ホットプレート  
(NINOS)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥90,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜) |

品番 1-9385-21-22

エコノミー  
ホットプレート

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥47,200(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-9387-41-22

セラミック  
ホットプレート  
(デジタルタイプ)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥64,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-8501-02-22

ホットプレート

IKA



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥133,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-7565-01-22

ハイパワーデジタル  
ホットプレート

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥133,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 4-853-01-22

ホットプレート

ADVANTEC



リードタイム  
23日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥112,400(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-9458-21-22

デジタル  
ホットプレート  
スターラー

CORNING



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥89,300(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜) |

品番 3-7032-01-22

ホットプレート  
スターラー

DUB



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥56,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-914-11-22

ホットプレート

AS ONE



リードタイム  
7日


|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥208,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

### 電気炉

品番 1-1614-02-22

クールプレート  
(冷却・加熱兼用)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥221,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 2-645-01-22

ビッグホットプレート

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥258,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-6032-01-22

小型プログラム  
電気炉

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥225,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

AXELは  
品揃え点数

1400万点以上!!

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

ホットプレート 点検 AXEL



# IQOQサービス

確かなバリデーションで  
品質・安全・信頼性をサポート!

## 据付時適格性評価 (IQ)

設置が仕様通りであることを確認

## 運転時適格性評価 (OQ)

機器が適切に運転できることを確認

## \*\*\* 性能適格性評価 (PQ)

実運用条件下で性能を確認

# 倉庫マッピング

温度分布の可視化

湿度管理の最適化

データに基づく環境改善

見えない環境を“見える化”して、  
より安全・効率的な倉庫運用を実現!

高精度なデータで、品質管理・リスク低減・業務効率化をサポートします!



# 点検検査書付き商品

品番 4-2210-11-22

電気炉  
上下開閉扉



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 350,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 63-5690-64-22

電気炉  
ペインターズ  
キルンSV



お問い合わせ  
ください

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 350,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 35,000 (税抜)  |

品番 1-3962-22-22

小型電気炉  
mini-BS I  
ブラック



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 79,800 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜) |

## ミキサー

品番 1-1186-12-22

ミックスローターバリアブル  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 150,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 1-1792-21-22

ボルテックスミキサー  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 50,400 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 2-9891-01-22

シェーカー  
IKA



リードタイム  
14日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 305,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 1-4611-21-22

ミニ試験管ミキサー  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 46,360 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 20,000 (税抜) |

品番 1-9425-01-22

高速振とう機  
(キュートミキサー)  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 135,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

品番 2-6863-01-22

ボルテックスミキサー  
(ジェニー2)  
OHAUS



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 83,500 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜) |

## ホットマグネットスターラー

品番 1-5448-21-22

ホットマグネットスターラー  
IKA



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 178,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

## マグネチックスターラー

品番 1-4605-42-22

マグネチックスターラー  
REXIM (デジタル)  
AS ONE



リードタイム  
7日

|         |                |
|---------|----------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 135,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 25,000 (税抜)  |

## マルチスターラー

品番 1-244-13-22

マルチスターラー



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥ 34,800 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥ 20,000 (税抜) |



納期に関する日数(目安)は機器の  
「着荷から出荷」までの日数となります。



ご注文の台数によっては  
通常の納期では対応できないことがあります。  
事前にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

## 点検検査書発行サービス

アズワンにて制御・電動機関係の点検を実施し、「点検検査書」の発行をセットにしたオリジナルサービスを展開しています！

点検検査書



全国対応

出張点検



機器の“一括”出張点検もご相談ください！

お預かり点検



機器を送るだけ！便利な「お預かり点検」にも対応！

迅速・丁寧

お客様の現場へお伺いし、確かな品質と信頼をお届けします！

### ホットスターラー

品番 65-0884-75-22

ホットプレート  
スターラー

ADVANTEC



リードタイム  
12日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥142,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-4606-62-22

ホットスターラー  
REXIM(デジタル)

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥57,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

### スターラー

品番 3-6518-01-22

ミニスターラー

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥25,800(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

### 攪拌機

品番 61-4427-27-22

マグネスター

SIBATA



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥27,600(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-5472-21-22

トルネード(攪拌機)  
スタンダードタイプ

AS ONE



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥117,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 3-7011-01-22

攪拌機 Sタイプ

DVAB



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥102,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-9943-22-22

電子制御攪拌機  
ユーロスター

IKA



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥216,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 63-1396-77-26

攪拌機  
(スターラー)マゼラ

EYELA 東京理化器械株式会社



リードタイム  
10日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥120,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

品番 1-7124-03-22

スリーワンモータ



お問い合わせ  
ください

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥158,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000(税抜)  |

### 遠心分離器

品番 1-1584-21-22

ビオラモ汎用遠心機

VIOLAMO



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥349,000(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000(税抜)  |

品番 1-2239-11-22

卓上小型遠心機

PYREX  
A Corning Brand



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥59,800(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

品番 1-2827-01-22

ハイスピン  
ミニ遠心機

AS ONE



リードタイム  
7日

|         |             |
|---------|-------------|
| 本体+点検費用 | ¥48,600(税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000(税抜) |

AXELは  
品揃え点数  
1400万点以上!!

カタログ掲載数以上の商品が AXEL に!

お探しのものはAXELで見つかる!!

攪拌機 点検 AXEL



**据付時適格性評価 (IQ)**  
設置が仕様通りであることを確認

**運転時適格性評価 (OQ)**  
機器が適切に運転できることを確認

**\*\*\* 性能適格性評価 (PQ)**  
実運用条件下で性能を確認

温度分布の可視化

湿度管理の最適化

データに基づく環境改善

見えない環境を“見える化”して、  
より安全・効率的な倉庫運用を実現!  
高精度なデータで、品質管理・リスク低減・  
業務効率化をサポートします!



品番 3-7014-21-22

卓上小型遠心機

**DUB**



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥45,500 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000 (税抜) |

品番 2-5050-01-22

遠心機  
(回転可変型)

**AS ONE**



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥118,700 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000 (税抜)  |

品番 65-6680-28-22

小型卓上遠心機  
Nichimate

**NICHIRYO**



リードタイム  
12日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥75,500 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000 (税抜) |

品番 3-6731-01-22

小型高速遠心機  
(タイマー機能付き)

**AS ONE**



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥61,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000 (税抜) |

品番 62-1065-94-22

小型微量遠心機



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥64,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥20,000 (税抜) |

オートクレーブ

品番 6-9743-31-22

小型高圧蒸気  
滅菌器



リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥270,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000 (税抜)  |

品番 2-8610-03-22

高圧蒸気滅菌器  
(マイクレーブ)



お問い合わせ  
ください

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥443,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥35,000 (税抜)  |

品番 2-8059-02-22

高圧蒸気滅菌器

**AS ONE**




リードタイム  
7日

|         |               |
|---------|---------------|
| 本体+点検費用 | ¥299,000 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000 (税抜)  |

品番 3-6549-01-22

ガラスビーズ滅菌器  
(デジタルタイプ)

**AS ONE**



リードタイム  
7日

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体+点検費用 | ¥91,400 (税抜) |
| 預かり点検費用 | ¥25,000 (税抜) |


## 遠心機・オートクレーブ(高圧滅菌機)の法定点検について

遠心機やオートクレーブ(高圧滅菌機)は  
厚生労働省の法令・規則により年1回の自主検査の実施と  
その記録を3年間保存することが定められています。

年1回の  
自主検査の  
実施

記録を  
3年間保存

❗ 弊社ではご使用品を送付いただく「預かり点検」、ご使用品の現場まで  
点検にお伺いする「出張点検」がございます。お気軽にご連絡ください。



定温・恒温機器

洗浄機器

冷却・加熱機器

攪拌機

遠心器

滅菌器



納期に関する日数(目安)は機器の  
「着荷から出荷」までの日数となります。



ご注文の台数によっては  
通常の納期では対応できないことがあります。  
事前にご相談ください。

お問い合わせ先

校正業務グループ

0120-907-262

kousei\_g@so.as-1.co.jp

# 品質管理をもっと効率的に!

## 📍 倉庫フックピニングサービス (温度分布測定)

倉庫内の温度環境を  
可視化し、  
製品の品質維持や  
リスク管理を  
サポートします。



### こんなお悩みに

- ✓ 温度ムラが心配
- ✓ 監査・GMP対応が必要
- ✓ 冷蔵・冷凍庫の性能確認がしたい
- ✓ 温度逸脱リスクを早期発見したい
- ✓ 温度記録が手作業で大変


### 導入メリット



温度分布を  
可視化



温度逸脱  
リスクの  
早期発見



製品品質の  
維持・向上



監査対応  
資料として  
活用可能

### 【サービスの流れ】

1



ヒアリング  
現地確認

2



測定計画の  
ご提案

3



温度測定の実施

4



データ解析・  
レポート提出

## ✉ 校正(点検)時期 通知サービス

校正・点検  
時期を管理し、  
期限が近づいた際に  
ご案内します。



### こんなお悩みに

- ✓ 校正期限の管理が大変
- ✓ 期限切れに気づくのが遅い
- ✓ 担当者変更で引き継ぎ漏れがある
- ✓ 機器台数が多く管理しきれない

### 導入メリット



校正  
期限切れを  
防止



管理台帳  
作成の  
負担軽減



ISO・GMP・  
HACCP  
対応支援



品質管理  
業務の  
効率化

### 【サービスの流れ】

1



対象機器の  
ご登録

2



校正時期の  
管理

3



期限が近づくと  
ご案内

4



校正・点検の  
実施へ

## 校正・点検 しないとどうなる?



測定機器は使用とともに  
少しずつズレが発生し、  
さまざまなリスクにつながります。



品質不良の  
見逃し



製品  
トラブル・  
クレーム



監査での  
指摘



データの  
信頼性低下



再測定・  
再試験で  
コスト増加

❗ 定期的な校正・点検は測定結果の信頼性維持と品質管理の基本です。

アズワンは校正・点検だけでなく、機器管理の効率化までトータルサポートします

複数メーカーの機器についても、校正・点検をまとめてご依頼いただけます。

# 知っておきたい認定校正の基礎知識

「校正証明書が付いていれば同じでは?」と思われることがありますが、一般校正とJCSS校正には違いがあります。

## ✓ 一般校正とJCSS校正の違い

### 一般校正

校正事業者が保有する標準器を用いて校正を実施し、校正結果を証明書として発行します。



- ! 比較的低コスト
- ! 短納期で対応可能
- ! 社内品質管理用途に最適

#### [主な用途]

- 社内品質管理
- 日常点検の基準確認
- 製造工程管理
- 研究開発

### JCSS校正

計量法に基づく日本の校正事業者認定制度です。認定を受けた校正事業者のみが、JCSSマーク付きの校正証明書を発行できます。



- ! 国家計量標準へのトレーサビリティを保証
- ! 校正能力が第三者機関により認定
- ! 監査や取引先要求に対応

#### [主な用途]

- ISO 9001 / ISO17025
- GMP/製薬・医療分野
- 官公庁案件/顧客指定案件



一般校正 通常の品質管理用途

JCSS校正 顧客要求や監査要求がある場合

! まずは要求事項を確認し、必要に応じてJCSS校正をご選択ください。

## ✓ 認定校正（JCSS、A2LA、JAB等）と相互承認について

### ILAC MRA とは?

**ILAC MRA** International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement

ILAC（国際試験所認定協力機構）による認定結果の相互承認制度です。

簡単に言うと「認定された校正機関の結果を国境を越えて相互に信頼しましょう」という仕組みです



### 代表的な認定制度

#### ● JCSS認定

日本の計量法に基づく認定制度

#### ● JAB認定

日本適合性認定協会による認定



#### A2LA認定

米国の認定機関  
(American Association for Laboratory Accreditation)



#### UKAS認定

英国の認定機関  
(United Kingdom Accreditation Service)



#### DAKKS認定

ドイツの認定機関  
(Deutsche Akkreditierungsstelle)

#### [よくある認定校正]

- ・JCSS校正(日本)・A2LA認定校正(米国)
- ・JAB認定校正(日本)・UKAS認定校正(英国)
- ・DAKKS認定校正(ドイツ)・その他、各国認定校正

### [相互承認のイメージ]



日本のJCSS認定機関



JCSS認定  
校正証明書発行  
(ILAC MRAマーク付き)

- 📍 米国
- 📍 欧州
- 📍 アジア など



ILAC MRA  
加盟国で  
原則として  
受け入れ可能

校正証明書に各認定機関のマーク(JCSS認定など)だけでなく、「ILAC MRA」のマークが入っていれば、それが国際相互承認に対応していることの証明になります。

- ! 海外取引がスムーズ
- ! 重複校正の削減
- ! コスト・時間の削減
- ! 国際的な信頼性の確保

校正



再校正



JCSS 校正



点検



現地点検



まずはお気軽にご相談ください



0120-907-262

受付時間 9:00~17:30  
(土・日・祝日を除く)



kousei\_g@so.as-1.co.jp






確かな技術で、正確な測定を支える  
**校正・点検の専門拠点**

# 安治川レンタル & 校正センター

- 校正・点検 幅広い測定機器に対応
- 信頼の品質 ISO/IEC 17025認定取得
- 技術者による確かなサポート

## アズワンならではのサービス

### 特急校正サービス



お急ぎのご要望にも  
スピーディーに対応!

※対象機器・条件あり。

### 預かり校正サービス



全国どこからでも送るだけ!  
手間なく校正が可能!

※梱包・送料はお客様ご負担となります。

### 英文・中文校正書類対応



海外取引・輸出にも安心!  
各種言語に対応可能!

※対応言語は機器により異なります。

## 自社で校正可能な測定機器



データロガー



温湿度計



温度計



放射温度計



パーティクル  
カウンタ



騒音計



照度計



pH計・導電率計



分光光度計



天秤



体積計



酸素濃度計



タイマー・  
ストップウォッチ



回転計



ノギス



マイクロメータ



直尺



膜厚計



フォースゲージ



圧力計

### 信頼の品質体制

国際基準に基づく校正で、  
お客様の品質管理をサポートします。

ISO / IEC 17025 認定取得



当社JCSS校正グループは  
国際MRA対応JCSS認定事業者です。  
JCSS 0376は、当社の認定番号です。

**アズワン株式会社**

〒554-0024  
大阪市此花区島屋4-1-131

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

0120-907-262

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)



kousei\_g@so.as-1.co.jp

ご用命は信用ある代理店まで