

2026年3月吉日

お取引先様各位

ネオジェンジャパン株式会社  
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3  
横浜コネクトスクエア 12階

## Megazyme® 食品分析キット & 試薬の輸送条件および到着後の取り扱いに関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび「Megazyme® 食品分析キット & 試薬」の輸送温度および到着後の保管・取り扱いについて、下記のとおりご案内申し上げます。

敬具

### 記

「Megazyme® 食品分析キット & 試薬」は、外気温の条件下で輸送可能な製品です。一方で、保管につきましては、製品によって条件が異なります。そのため、以下の点をご確認ください。なお、保管条件につきましては、各試薬のラベル記載内容および別添資料を優先してください。

#### ■ 対象製品

すべての Megazyme® 食品分析キット & 試薬

#### ■ 輸送条件について

本製品は、外気温の条件下での輸送が可能です。

#### ■ 製品の到着後の保管・在庫について

##### 【単体製品の場合】

単体製品（一種類の試薬等から構成される製品）の到着後は、各製品のラベルおよび別添資料に記載された保管条件に従い、速やかに所定の温度帯で保管・在庫してください。

単体製品の外観例：



各製品のラベルに記載された保管条件の例：



##### 【キット製品の場合】

キット製品（複数の試薬等から構成される製品）につきましては、構成試薬ごとに保管温度が異なるため、入荷後は速やかに出荷いただく運用、つまり在庫不可製品としての流通を想定しております。

■ 冷凍保管品の常温輸送および到着後の再冷凍について

冷凍保管品であっても、外気温の条件下での輸送が可能です。到着後は、単体製品であれば速やかに所定の温度にて保管・在庫してください。キット製品の場合は、入荷後速やかに出荷してください。なお、輸送遅延や高温環境下での輸送が見込まれる場合は、事前に弊社営業担当までご相談ください。

以上