

<こちらのPDFへ入力が可能です。ダウンロードしてご利用ください。>



MET ONEブランド パーティクルカウンター 修理・校正依頼書

※ 機器ご発送の際には、本依頼書のコピーを同梱の上、ご発送されますようお願い致します。 ご依頼日

お客様からご提供頂いた個人情報は、ご依頼への対応に関するご連絡およびサービスに関する情報提供のみに使用致します。
個人情報の取扱いにつきましては、弊社プライバシーポリシー（<https://www.beckman.jp/about-us/global-privacy-notice>）に基づきます。
お客様は、当該プライバシーポリシーに従って弊社がお客様からご提供頂きました個人情報を取り扱うことに同意するものとします。

私は貴社のプライバシーポリシーに同意します。

（校正・修理をご依頼の際は、弊社プライバシーポリシーをご確認の上、チェックボックスにチェックを入れて頂きますようお願い致します。）

ユーザー様	会社名			部署名		
	事業所名			御担当者	様	
	住所	〒				
	TEL			FAX		
販売店様	会社名			部署名		
	支店・営業所名			御担当者	様	
	住所	〒				
	TEL			FAX		
ご依頼品	モデル名			製造番号		

ご依頼内容	修理	通常校正 ※1
	JIS/ISO校正（校正前後のデータを発行） ※2	校正前計数効率試験（3400+シリーズのみ） ※3
	校正プラン（有償）をお申込みの場合には、追加で下記にチェックをお願いします。	
	HHPC+特急校正プラン ※4	HHPC+代替機付き校正プラン ※4
	3400+代替機付き校正プラン ※4	3400代替機付き校正プラン ※4
※1) ISO21501-4 に準拠した校正を実施します。校正後に流量、偽計数を実施します。計数効率、粒径分解能は実施しません。		
※2) ISO21501-4 に準拠した校正を実施します。 注：通常校正と費用が異なります。 校正前に計数効率、流量、偽計数を測定し、校正後に計数効率、流量、偽計数、粒径分解能を実施します。		
※3) 3400+シリーズにて校正前の計数効率試験を実施する場合にはオプションとなります。必要な場合には選択ください。		
※4) 校正プランは有償となりますので、ご注文内容をご確認ください。		
機器の不具合など、出来るだけ詳細にご記入下さい。		

注意事項

- ・ 修理、校正作業中に測定データ、測定条件がリセットされる場合がございますので、ご発送前に予め測定データ、設定条件をバックアップ、メモされますようお願い致します。
- ・ パーティクルカウンターをご発送の際は、しっかり梱包を行ってご発送されますようお願い致します。
- ・ 純正品以外の付属品はなるべく同梱されませんようお願い致します。
- ・ 機器到着後、お客様都合のキャンセルの場合は、キャンセル費用が発生致します。

機器の送付先

※ご発注をいただいた後、送付先をご案内いたします。

※ベックマン・コールターに機器を送付する際の送料はご負担願います。

アズワン見積番号	代理店情報
	アズワン株式会社 校正業務担当 e-mail: kousei_g@so.as-1.co.jp TEL : 06-6447-8623 FAX : 06-6447-8457