

【注意事項】

オカモトゼロツー 0.02 スタンダード コンドーム 6 個入

【注意】

- ・コンドームの使用は、1 個につき 1 回限りです。毎回、新しいコンドームをご使用ください。
- ・この製品は、取扱い説明書を必ず読んでからご使用ください。
- ・コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。
- ・この包装に入れたまま、直射日光や高温多湿の場所を避け涼しい所に保管してください。また、防虫剤等の揮発性物質と一緒に保管しないでください。