

2026年4月13日

FMS 事業部 各位

取締役会長 福島 裕



## 薬用保冷庫と薬用冷凍冷蔵庫 モデルチェンジのお知らせ

この度、小型薬用保冷庫と薬用保冷庫と薬用冷凍冷蔵庫をモデルチェンジすることとなりましたので、ご案内いたします。

記

### 1. 薬用保冷庫 1,000L タイプのモデルチェンジ

【対象機種】

薬用保冷庫 FMS-1005GX

【モデルチェンジ内容】

○冷媒変更

ガリレイグループのサステナブルビジョン DramaticFuture2050 の「グリーン冷媒への転換」の一環として、冷媒にノンフロン R1234yf (GWP:1) を採用。地球温暖化係数 (GWP) が著しく低い製品です

○ガス漏れリスク低減

溶接点数削減によるガス漏れリスク低減

【価格】 営業原価・標準価格共に 7%アップ

【発売開始時期】 2026年5月下旬より受注開始 (但し、現行機種在庫完売後切替)

### 2. 小型薬用保冷庫と薬用保冷庫と薬用冷凍冷蔵庫のモデルチェンジ

【対象機種】

小型薬用保冷庫 FMS-056GMX

薬用保冷庫 FMS-306GUX・FMS-506GX

薬用冷凍冷蔵庫 FMS-F306GX・FMS-F406GX

の 5 機種

【モデルチェンジ内容】

製品の安定供給を目的とした圧縮機メーカーの変更

【価格】 小型薬用保冷庫は営業原価・標準価格共に 10%アップ、その他の機種は 7%アップ

【発売開始時期】 小型薬用保冷庫は 2027年1月より

薬用保冷庫 FMS-306GUX・FMS-506GX は 2026年5月下旬より

薬用冷凍冷蔵庫 FMS-F306GX・FMS-F406GX は 2026年10月より

受注開始 (但し、現行機種在庫完売後切替)

以上