

Singer

シンガー
サージカルマスクRE-II
Surgical Mask

RE-II

☑ 内部に高性能フィルターを使用した3層タイプなので、
飛沫感染予防に効果的です。

☑ 中央からの立体3段プリーツ形状(※)で自然に顔にフィットし、
ワイヤーノーズピースで鼻とマスク間の微調整ができ、密着性を高めます。

※センタープリーツ構造

ループ
3PLY
フリーサイズ




日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスククラスII 規格適合番号 M22312004 適合番号発行元：JHPIA						
試験項目	PFE	BFE	VFE	可燃性	血液バリア	安全衛生
規格値	≥98%	≥98%	≥98%	(区分1)	16.0 kPa	・通気性
適合判定	○	○	○	○	○	○



ポイ捨て禁止 適切な廃棄を
ころがけましょう

PFE:微小粒子捕集効率
BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

JIS T 9001適合
医療用クラスII



パープル



ベージュ



ホワイト



ブルー



この製品は持続可能な開発目標に即したパッケージを
使用しています。詳しくは当社 HP へ



	品番	JAN	材質	入数	価格	生産国
パープル	RE23ELR-VB	4976366019672	本体・フィルター：ポリプロピレン 耳ひも：ポリウレタン ポリエステル ノーズピース：スチール ポリプロピレン	50枚×30箱	オープン価格	中国
ベージュ	RE23ELR-CB	4976366019689				
ホワイト	RE23ELR-WB	4976366018316				
ブルー	RE23ELR-BB	4976366019238				



Since 1903 『まもる』を製る!
宇都宮製作株式会社
Utsunomiya Seisaku Co., Ltd.



大阪本社 | 大阪府大阪市中央区谷町 2-6-4 谷町ビル 6F 〒540-0012
TEL.06-7639-9880 FAX.06-7639-9881

東京支店 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 6-7 住長第 2 ビル 6F 〒103-0011
TEL.03-5652-5858 FAX.03-5652-5889
福岡支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-16-8 ITビル 9F 〒812-0013
TEL.092-441-5599 FAX.092-441-6040
東大阪ものづくりセンター | 大阪府東大阪市本庄西 1-5-1 〒578-0965
TEL.06-6746-2337 FAX.06-6744-7799