

# バイトブロック



S

M

L



EOG 滅菌済（個包装）

## 製品特長：

- ・適度な柔軟性のある PVC 素材で歯を痛めにくいソフトな感触
- ・S, M, L の 3 つのサイズバリエーションから選択可能
- ・綿のヒモで固定が可能なので、皮膚損傷を軽減
- ・エチレンオキシドガス（EOG）滅菌済

型番	製品名	規格	最小発注単位
Ki-003S	バイトブロック S	外径 10.5mm 長さ 52mm	1 入
Ki-003M	バイトブロック M	外径 12.5mm 長さ 60mm	
Ki-003L	バイトブロック L	外径 15.0mm 長さ 70mm	

※S サイズは受注生産品となります。

一般的名称：開孔器 (35517000)

クラス I：一般医療機器

販売名：バイトブロック

医療機器届出番号：26B1X10007000022

製造業者：Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd. (中華人民共和国)

製造販売業者：京中貿易株式会社