




人間工学に 基づいたデザイン

軽量・コンパクトな灯体と独自のアーム設計により、スムーズな操作を可能としました。



直観的な 操作パネル

12は7段階、28は11段階の照度調節が可能。最適な照度を選択いただけます。



60,000 時間の 長寿命 LED

優れた熱放出システムと省電力性能により、バルブ交換頻度の少ない長寿命を達成。



幅広い用途や 診療科に対応

処置室やICUはもちろん、歯科、皮膚科、産科など、様々な用途にご使用いただけます。

異なる 2 つの照射方式


SurgiLED12



間接光方式を採用。

光が直接目に入りにくいいため、目への負担を軽減。

SurgiLED28



レンズ照射方式を採用。


28 個の LED を搭載し、高い無影性を実現。

SurgiLED28 独自の機能

フォーカス機能




最小照射野直径
11cm




最大照射野直径
33cm

色温度変更機能



4500K




5000K

◆製品仕様

	サージレッド 12	サージレッド 28
照度	100,000lx	120,000lx
使用 LED 数	12 個	28 個
照射野直径	16cm	11 ~ 33cm
色温度	4500K	4500K/5000K
演色指数	96	94
消費電力	40VA	85VA
バッテリー駆動※	○	○

※スタンド式のみ

◆バリエーション



◆壁取付式 ◆天井取付式 2 灯 ◆天井取付式 1 灯 ◆スタンド式

tkb SurgiSystems
サージシステムズ

【プロフィール】

tkb SurgiSystems (ティーケービー サージシステムズ) は、TKBグループのオリジナルブランドです。長年の実績と経験に基づき、手術室、ICU関連分野の高品質なソリューションとサービスの提供を通じて、皆様の生命を高めるサポートをいたします。

※「TKB/tkb」は、株式会社 東機貿の前身・東京機械貿易 株式会社の頭文字略語です。

販売名/スタンド式无影灯

販売名/診療用无影灯

製造販売元/株式会社TKB

届出番号/13B1X00074000043

届出番号/13B1X00074000046

注意：本装置は、医家向け製品ですので、医師の指導なしには、ご使用できません。

添付文書及び取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本書の内容を無断転載することはできません。

このカタログは、2023年1月現在のものです。

2301-12

**ALWAYS
AT THE
PATIENT'S SIDE**
♥
いつも患者さんのそばに

【販売元】



TOKIBO
CO., LTD.
株式会社 東機貿

<http://www.tokibo.co.jp>

特約店さまによる製品のご注文、在庫のご確認、納期・発送に関するお問い合わせ先

受注センター tel.0120-956-629 (fax.648)

ご注文以外のお問い合わせ先 (使用方法、修理・メンテナンス...etc.)

【東京エリア】 〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル内
CC & HF製品部 tel.03-5762-7251 (fax.7253)
ニューロ&スパイン製品部 tel.03-5762-7347 (fax.7349)
産婦人科製品部 tel.03-5762-7327 (fax.7329)

【各拠点】

札幌営業所 tel.011-789-6350 (fax.6351)
仙台営業所 tel.022-782-3216 (fax.3226)
名古屋営業所 tel.052-800-0073 (fax.0079)
大阪支店 tel.078-854-6027 (fax.6028)
福山営業所 tel.084-930-6311 (fax.6312)
福岡支店 tel.092-271-4695 (fax.4669)