



他社コアシェルカラムとの粒子の比較

InertCore シリーズは、シリカ製造から検査まで徹底した品質管理を自社で一貫して行っているため、シェル層が均一に形成されており、優れた再現性を実現します。

SEM画像



ジーエルサイエンス

InertCore Plus C18



シェル層が
均一

他社コアシェルカラム




シェル層が
不均一

InertCore シリーズは、ロット間差を限りなく小さくするようにコントロールしているため、ロットによる粒度分布のばらつきが小さく、安心してお使いいただけます。

粒度分布


ジーエルサイエンス

InertCore Plus C18



LOT間のばらつきが小さい

他社コアシェルカラム



LOT間のばらつきが大きい