

三方活栓



ロック無



ロック有

製品特長：

- ・薬液によるクラックのリスクを低減するポリカーボネート樹脂を使用
- ・360 度回転するルアーロック（ロック有のみ）
- ・エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌済（滅菌品のみ）

型番	製品名	仕様	最小発注単位
Ye-016R	三方活栓ロック有 未滅菌 50 入	ロック有、キャップ無し	50 入
Ye-016	三方活栓ロック無 未滅菌 50 入	ロック無、キャップ無し	
Ye-016RS	三方活栓ロック有 滅菌 50 入	ロック有、キャップ付き	
Ye-016S※	三方活栓ロック無 滅菌 50 入	ロック無、キャップ付き	

一般的名称：活栓 (32172011)

クラス I：一般医療機器

販売名：三方活栓

医療機器届出番号：26B1X10007000035

製造業者：Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd. (中華人民共和国)

製造販売業者：京中貿易株式会社

お問合せ先：office@kyoling.net TEL：075-811-0545(FAX 0544)

※受注生産品（約 2 ヶ月）