

マウスピース付き蛇腹管



製品特長：

- ・ 傷病者と救護者との距離を保つことで感染リスクの低減
- ・ 取替用呼吸バルブと接続し、蘇生ポケットマスクに使用可能
- ・ フレキシブルで軽量の素材を使用

型番	製品名	仕様	最小発注単位
S-007J	マウスピース付き蛇腹管	内径 17mm / 長さ 134mm	1 入

一般的名称：人工呼吸用マスク（70564000）

クラスⅠ：一般医療機器

販売名：乳児専用ポケットマスク

医療機器届出番号：26B1X10007000026

製造業者：Hangzhou Jinlin Medical Appliances Co., Ltd.（中華人民共和国）

製造販売業者：京中貿易株式会社

お問合せ先：office@kyoling.net TEL：075-811-0545(FAX 0544)