

スタッカブルインキュベーションシェーカー

MaxQ 8000 インキュベーションシェーカー

アプリケーションの柔軟性に加え、 キャパシティを最大化

- 三段まで重ねられる省スペース設計
- プラットフォームを100%引き出せるため容器の取り外しが容易
- 庫内にHEPAフィルターを装備しクロスコンタミネーションを防止
- 多様なクランプおよびチューブラックでさまざまな容器に対応
- 直観的な操作が可能なシンプルなインターフェース
- 清掃が簡単な庫内デザイン
- プラットフォーム標準装備



194222 使用例

194223 使用例

製品名	MaxQ 8000 シェーカー	MaxQ 8000 Refrigerated シェーカー
製品番号	SHKE8000JPN	SHKE8000-7JPN
振とう速度 (精度)	25 - 400 rpm (±1 rpm)	
温度制御	室温 +10℃ - 60℃	室温 -20℃ - 60℃
軌道径	オービタル	
振幅	2.5 cm	
速度表示	1 rpmごと	
耐荷重	32 kg	
サイズ	W118 x D85 x H64 cm	W144 x D85 x H64 cm
重量	247 kg	277 kg
電源	100 V、50 / 60 Hz	
保証	1年	

Thermo Scientific MaxQ シリーズ

MaxQシェーカーは比類ないパワーと正確性、そして信頼の耐久性で再現性の高い結果をお届けいたします。また、幅広いプロダクトラインナップで、アプリケーションやラボ環境に適した製品をお選びいただけます。



Flexibility

ラボスペースに合わせてベンチトップ型、フロア型、スタックブル型から選択できます。シンプルなインキュベーションタイプと室温以下に設定できる冷却付タイプも用意。微生物の培養はもちろん、酵素反応やELISA、免疫沈降など幅広い用途に対応。



Ease of Use

直観的に操作が可能なコントロールパネルで温度、スピード、時間を簡単に設定可能。すべてのパラメーターを一目で確認でき、運転時のエラーリスクを低減。



Reliability

耐久性に優れたユニークな三軸偏心ドライブメカニズムにより大荷重サンプルをスムーズで均一に24時間継続的に振とう可能。

(* MaxQ 8000 スタックブルインキュベーションシェーカーは一軸制御です)



For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. LED06-A1807_E

© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
ここに記載されている内容は予告なく変更することがあります。
研究目的以外には使用しないでください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC