



耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製

樹脂製セキュリティ耐酸キャビネット & 薬品保管庫

T-H385-DL・TS-W385-DLシリーズ



仕様

材質：本体 耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)
棚板 ABS樹脂
耐熱温度：-30℃～60℃
錠前：MTTS-706NWダイヤル錠
棚板：耐荷重5kg/枚

■T-H385-DLシリーズ

H385L-DL (扉：青 本体・棚板：グレー)
TS-W385L-DL (扉・本体：白 棚板：グレー)
・外寸 W385×D500×H910mm
・有効内寸 約 W375×D465×H890mm
・重量 約11.8KG
・棚板1枚付属(3枚まで設置可)

H385L/2-DL (扉：青 本体・棚板：グレー)
・外寸 W385×D500×H910mm
・有効内寸 約 W375×D465×H440mm
・重量 約13.7KG
・棚板1枚付属(各庫1枚まで設置可)

H385L/4-DL (扉：青 本体：グレー)
・外寸 W385×D500×H910mm
・有効内寸 約 W375×D465×H(200~215)mm
・重量 約16.8KG
・棚板設置不可

H385M-DL (扉：青 本体・棚板：グレー)
TS-W385M-DL (扉・本体：白 棚板：グレー)
・外寸 W385×D500×H610mm
・有効内寸 約 W375×D465×H590mm
・重量 約7.8KG
・棚板1枚付属(3枚まで設置可)

H385M/2-DL (扉：青 本体：グレー)
・外寸 W385×D500×H610mm
・有効内寸 約 W375×D465×H290mm
・重量 約9.4KG
・棚板設置不可

H385S-DL (扉：青 本体・棚板：グレー)
TS-W385S-DL (扉・本体：白 棚板：グレー)
・外寸 W385×D500×H460mm
・有効内寸 約 W375×D465×H440mm
・重量 約6.5KG
・棚板1枚付属(1枚まで設置可)

■T-H320-DLシリーズ

H320S-DL (扉：青 本体：グレー)
TS-W320S-DL (扉・本体：白)
・外寸 W320×D460×H460mm
・有効内寸 約 W316×D420×H440mm
・重量 約5.4KG
・棚板設置不可

■T-H385-F-DLシリーズ

H385L/3-F-DL (扉：青 本体：グレー)
・外寸 W385×D500×H900mm
・有効内寸 上段：約 W375×D465×H290mm
中段：約 W375×D465×H287mm
下段：約 W375×D465×H278mm
・重量 約15KG
・棚板設置不可

■T-H450-DLシリーズ

T-H450L-DL (扉：青 本体：グレー)
・外寸 W450×D500×H910mm
・有効内寸：約 W440×D468×H880mm
・重量 約13KG
・棚板1枚付属(2枚まで設置可)
・耐荷重18kg/枚 (上段棚板設置不可)



薬品を安全に
保管・管理

T-H320-DLシリーズ



MT-80-5

医薬用外
劇物

MT-81-5

医薬用外
毒物

▲ダイヤル錠
MTTS-706NW

▲劇物・毒物表示ステッカー
※オプション

T-H385-F-DLシリーズ

▲T-H385-Fシリーズのみ、
天面がフラットになっています

T-H450-DLシリーズ



特徴

- 耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です
- 本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性に優れています
- ダイヤル錠のため、鍵を紛失する心配がなく番号の組み合わせだけで施錠や解錠が可能で、セキュリティ面に優れ、薬品を安全に保管・管理が可能です
- プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます
- 庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています
- 一体成型のため、組み立ての手間がありません

用途

- 薬品などの保管

包装・ロット

最低発注ロット：1台

オプション

- T-H385シリーズ用ベース
 - ・外寸 W385×D500×H90mm
 - ・重量 約1.6KG
 - ・色 グレー
- T-H450シリーズ用ベース
 - ・外寸 W450×D500×H90mm
 - ・重量 約3.4KG
 - ・色 グレー
- 表示ステッカー「医薬用外 劇物」・「医薬用外 毒物」
 - ・外寸 W135×H70mm

- T-H320シリーズ用ベース
 - ・外寸 W320×D460×H90mm
 - ・重量 約1.5KG
 - ・色 グレー
- ダイヤル錠MTTS-706NW用マスターキー
 - ・MT-706NWMK

※キャビネット入り口(上下左右4辺)には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨：有効内寸マイナス100mm程度)



株式会社MTセキュリティジャパン

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491

<https://www.mtsj.co.jp>