



耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン製

## T-H385MC-DL T-H385MC/2-DL 樹脂製セキュリティ小型薬品保管庫

### ■特徴

ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。実験台下(H690mm以上)に収納することができます。  
ダイヤル錠のため、鍵を紛失する心配がなく番号の組み合わせだけで施錠や解錠が可能で、セキュリティ面に優れ、薬品を安全に保管・管理が可能です。

### ■組み立て不要

一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。

### ■丸洗いOK

プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。

### ■仕様

材 質：耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)

耐熱温度：-30℃～60℃

錠 前：MTTS-706NWダイヤル錠

色：扉色／青 本体色／グレー

キャスター：φ50mm 手前側2輪ストッパー付き（耐荷重 20KG）



薬品を安全に  
保管・管理



#### ▲ダイヤル錠

### T-H385MC-DL

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸  
約 W375×D465×H590(mm)
- ・重量 約8.8KG
- ・錠前 MTTS-706NWダイヤル錠
- ・棚板 1枚付属(3枚まで設置可)
- ・棚板 耐荷重 5KG/枚



### T-H385MC/2-DL

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸  
上段 約 W375×D465×H290(mm)  
下段 約 W375×D465×H276(mm)
- ・重量 約10.4KG
- ・錠前 MTTS-706NWダイヤル錠
- ・棚板設置不可
- ・仕切板 耐荷重 15KG



**要換気：側面の換気孔を塞がないようにご使用ください**

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。  
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス100mm程度）



株式会社MTセキュリティジャパン

<https://www.mtsj.co.jp>

〒114-0011 東京都北区昭和町2-1-6 中久喜ビル 3F TEL 03-5604-5490 FAX 03-5604-5491