



■ シングルチャンネル用



■ マルチチャンネル用



パーツ	P10M	P20M	P100M	P200M	P300M	P1000M	P1200M	P5000M	P10mLM	
A	旧タイプフック シュボタン	F807001	F807002	-	F807003	-	F807004	-	-	
	新タイプフック シュボタン	F807141	F807142	F807119	F807143	F807120	-	F807121	F807122	
B	バッテリータブ カバー	F807022								
C	バッテリータグ (4枚)	F807013								
D	バッテリーウイ ンドウ	F807005								
E	イジェクタータ グ (4枚)	F807014								
F	イジェクターウ インドウ	F807006								
G	コネクティング ナット	F807012							-	-
H	ヒストンアッセ ンブリー	F807017	F807018	F807126	F807019	F807127	F807020	F807128	F807129	
I	チップイジェク ター	F807008	F807009	F807130	F807010		F807011	F807131	F807132	
I2	プラスチック製 チップイジェク ターエクステン ション	F2070903	-	-	-	-	-	-	-	
J	チップホルダー 上部	F2070117		F807135	F2070517	F307145302	F2070617		-	
K	シール (5個 入)	F161902	-	-	-	-	-	-	-	
K*L	シール&O-リン グ (5セット 入)	-	F144863	-	-	-	-	-	-	
L	O-リング (5個 入)	-	-	F807146	F2070501	F807134	F807152	F807148	F807149	
M	チップホルダー 下部	F2070218	F2070318	F807136	F2070518	F807153	F2070618	F2070719	F807147	
-	電源	F807015								
-	潤滑剤 (3.5g)	F3070902								

■ マルチチャンネル用

パーツ	P8×10M	P12×10M	P8×20M	P12×20M	P8×100M	P12×100M	P8×200M	P12×200M	P8×300M	P12×300M	P8×1200M	P12×1200M	
A	旧タイプフック シュボタン	F807001		F807112		-		F807003	F807116		-		
	新タイプフック シュボタン	F807141		F807144		F807124		F807143	F807145		F807125		
N	イジェクター ロック	F507008											
O	チップイジェク ター	F507005	F507006	F507005	F507006	F507005	F507006	F507005	F507006	F507005	F507006	F807137	F807138
P	イジェクター ベース	F507001	F507003	F507001	F507003	F507001	F507003	F507001	F507003	F507001	F507003	F807139	F807140
Q	イジェクター ベース (D10 用)	F807117	F807118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※バッテリーの交換は、弊社にご依頼ください。バッテリー交換には、バッテリー料金と修理料金が必要です。

※スペアパーツの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。