

Carësil®

Hatano

ケアシルボトル

洗浄シャワーボトル

おしり洗浄ボトルなら、ケアシル

介護現場の**ほしい**を形に



40°C前後で
ラベルが変色
青→**ピンク**※

やわらか
ボトル

適温
表示

倒しても
こぼれない

必要な量
が吐出

2種類の
水流

※示温シールなし品もあります。

※示温表示は、高温でもピンク色のままです。
高温水をボトルに入れないようご注意ください。



Made in JAPAN

軟らかいボトル本体



軟らかいボトル素材を使用しています。
ボトル本体のプッシュが軟らかく
手の握力負担が少ない製品です。

倒してもこぼれない



逆止弁を内蔵しているため、倒れても
お湯がこぼれません。
必要な量のお湯だけ吐出できますので
非常に便利な製品です。

適温を表示



適温が識別できる機能を搭載してい
ます。冷めたお湯が一目でわかり
ますので、ヒヤッと驚かせることが
ありません。

2種類の水流



シャワー ストレート

シャワー水流とストレート水流の切り替え
ができます。お湯の出方が滑らかで
人にやさしい製品です。

製品ラインアップ

洗浄シャワーボトル ケアシルシリーズ

示温シール付き



ストレート

ケアシルボトル S
品番：OSB-1S
価格： / 個
入数：10 個



40° 曲がり

ケアシルボトル L
品番：OSB-1L
価格： / 個
入数：10 個

示温シールなし



ストレート

ケアシルボトル SN
品番：OSB-1SN
価格： / 個
入数：10 個



40° 曲がり

ケアシルボトル LN
品番：OSB-1LN
価格： / 個
入数：10 個

Carèsil

示温シールは、
消耗品となります。
変色しなくなったり
剥がれた場合は、
交換してください。

示温シール
品番：OSB-SE
価格： / 枚
入数：5 枚

※表示価格は税抜価格です。

Hatano
株式会社ハタノ製作所

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2 丁目 7-5

TEL 0725-50-5150 FAX 0725-50-5155 Web: <http://hatano-ss.com>

容量：450 ml

耐熱：80°C

size：S 型 φ63×221mm

L 型 φ63×224mm

材質：頭部-PP、シリコン

ボトル部-PE

示温シール-PET

2024.10