


製品の概要／各部の名称



- ①コントローラー(吸引圧力の調整)
- ②調整ハンドル(吸引圧力の設定)
- ③SLIDEボタン(コントローラー着脱)
- ④OPENボタン(キャニスタの開口)
- ⑤アダプターホース
- ⑥アダプター
- ⑦ホース差し
- ⑧ハンガー
- ⑨ベイシエントホース
- ⑩キャニスタホルダー
- ⑪キャニスタ
- ⑫ホースハンガー
- ⑬キャニスタパッキン
- ⑭調整ハンドルカバー
- ⑮シールA
- ⑯ライナー
- ⑰VACプロテクターO