

アレルゲンアイ® イムノクロマト

加熱用 カシューナッツ

新発売



本商品は原材料や加工食品中のアレルゲンの混入を確認するための検査キットです。

プリマハム独自のモノクローナル抗体技術により、カシューナッツだけを検出できるキットを開発しました。

検出感度は

2 ppm

国内製では最も高感度

カシューナッツだけを


特異的に検出

カシューナッツ以外のナッツ類に反応せず、特異性が高いです。

従来の加熱用と

同じ操作方法

従来の加熱用抽出液を共通で使用できます。検査方法も同じです。



アレルゲンアイ® イムノクロマト	20回用	5回用
加熱用 カシューナッツ	062484	062497

発売元：プリマハム株式会社

プリマハム
PRIMAHAM GROUP

サンプルや講習会のご依頼などお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら。

▶▶ 製造販売元：株式会社つくば食品評価センター

E-mail：Allergeneye@primaham.co.jp

Tel：029-841-8950

Post：300-0841 茨城県土浦市中向原635