

こんな方にオススメ!

イレオストミーやウロオストミーのパウチを使用してパウチの先端が足に当たって気になる方

先端パウチカバー

3タイプ5色のカバーをご用意しました!

ご使用になられているイレオストミーやウロオストミーのパウチの先端に合うカバーがきっと見つかります。



品番
881

ちゅーりっぷ(小)

品番
882

ちゅーりっぷ(大)

品番
883

たまご

使用方法

- ①カバーの中にパウチの先端を入れます。
- ②ストッパーを指で押さえて紐を絞ります。
- ③カバーを軽く引っ張って落ちないか確認してください。

サイズと形状

装着時サイズ


開いた状態



881 ちゅーりっぷ(小)

装着時サイズ


開いた状態



882 ちゅーりっぷ(大)

装着時サイズ

開いた状態



883 たまご

使用イメージ



品番882(P:ピンク)

品番883(L:ラベンダー)

商品について
動画でチェック!



品番	形状	カラー	サイズ	装着時サイズ	品質	価格(税込)
881	ちゅーりっぷ(小)	P:ピンク B:ブルー G:グレー M:抹茶 L:ラベンダー	8.5cm×14cm	9cm×5.5cm	綿(オーガニックコットン) ポリエステル・その他	
882	ちゅーりっぷ(大)		12cm×16cm	12cm×6cm		
883	たまご		12cm×8.5cm			

※日本製 ※装着時サイズはパウチの形状によって多少異なります。

製造元



株式会社 **ミムロ**

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16
TEL: 043-307-5020 <https://www.stoma-belt.jp/>
FAX: 043-307-5028 E-mail: info@mimuro.jp

販売代理店