


UG42A-90-2



■ UG42A-90-2

符号	品番	品目	個数
①	OS10-301	Oリング/φ12×1 黒シリコン 70°	1
②	UG40A-202	トップカバー	1
③	KC-074	Cリング Ni3	1
④	KW-091	ウェーブワッシャ 8.9×7.2×0.2	1
⑤	UG40A-109	ダストシールB	1
⑥	UG40A-108	ダストシールA	1
⑦	KS-117	スペーサー SUS 11×7×T0.1	1
⑧	1370ZZ	ボールベアリング	1
⑨	1370ZZ	ボールベアリング	1
⑩	UG40A-110	ベアリングスペーサー	1
⑪	1480ZZ	ボールベアリング	1
⑫	KS-114A	スペーサー 10.9×8×0.2	1
⑬	KW-100A	ウェーブワッシャ 0.1×8×9.8	1
⑭	KP-081	テストバー 2.34	1
⑮	KP-036B	コレットチャック 2.35 <タフトライド>	1
⑯	KE60-101A	カーボンブラシ/鉛フリー	1